



MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
MADEN ANALİZLERİ VE TEKNOLOJİSİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

YILLIK KALİBRASYON / ARA KONTROL PLANI VE TAKİP ÇİZELGESİ

Yıl : 2021

Sıra No	Birim Kodu	Bulunduğu Yer (Birim Kodu/Blok Adı/Kat/Oda No.)	Cihaz/Malzeme Adı	Markası/ Modeli	Demirbaş/ Seri No	Minimum ve Maksimum Değerler	Çözünürlük	Kalibrasyon Yapılması İstenilen Değerler	Kalib. Sıklığı (Yıl)	Planlanan Kalib. Tarihi (Ay/Yıl)	Planlanan Ara Kont. Tarihi
1	AA	AA/H/2/12	TERAZİ	PRECİSA	19-564	0,01 g - 220 g	0,00001 g	0,1 g - 1 g - 20 g	1	Oca.21	
2	AA	AA/TERAZİ ODASI	TERAZİ	PRECİSA	190654	0,5 g - 4200 g	0,01 g	0,5 g - 35 g	1	Oca.21	
3	AA	AA/H/1/12	TERAZİ	RADWAG	253.3.4/17/2740	0,01 g - 220 g	0.00001 g	0,1 g - 0,25 g - 2,5 g - 20 g	1	Oca.21	
4	AA	AA/YB/2/TERAZİ ODASI	TERAZİ	PRECİSA	253.3.4/14/4208 7	0,01g - 305 g	0,0001 g	0,1 g - 35 g	1	Oca.21	
5	AA	AA/YB/2/TERAZİ ODASI	TERAZİ	METTLER	253.3.4/14/4206 9	0,01 g - 305 g	0,0001 g	0,1 g - 35 g	1	Oca.21	
6	AA	AA/YB/2/TERAZİ ODASI	TERAZİ	SARTORIUS	253.3.4/14/4204 4	0,0001 g - 120 g	0,0001 g	0,1 g - 1 g - 20 g	1	Oca.21	

7	AJ	AJ/YB/0/TERAZI ODASI	TERAZI	PRECISA	13355	0,1 g - 320 g	0,001 g	0,1 g - 100 g	1	Ocak 21.	
8	AJ	AJ/YB/0/TERAZI ODASI	TERAZI	PRECISA	13359	0,1 g - 320 g	0,001 g	0,1 g - 100 g	1	Ocak 21.	
9	AJ	AJ/YB/0/TERAZI ODASI	TERAZI	PRECISA	13358	0,02 g - 320 g	0,001 g	0,1 g - 100 g	1	Ocak 21.	
10	AJ	AJ/MB/1/XRF TERAZI ODASI	TERAZI	METTLER	253.3.4/17/667	0,01g - 120g	0,0001g	0,1 g - 10 g	1	Ocak 21.	
11	AJ	AJ/YB/2/TERAZI ODASI	TERAZI	METTLER	253.3.4/16/1632 9	0,01 g - 120 g	0,0001 g	0,1 g - 10 g	1	Ocak 21.	
12	AJ	AJ/YB/1/TERAZI ODASI	TERAZI	PRECISA	194159	0,02 g - 320 g	0,001 g	0,1 g - 100 g	1	Ocak 21.	
13	AJ	AJ/YB/1/TERAZI ODASI	TERAZI	PRECISA	200374	0,02 g - 320g	0,001 g	0,1 g - 100 g	1	Ocak 21.	
14	AJ	AJ/YB/1/TERAZI ODASI	TERAZI	PRECISA	200373	0,02 g - 320 g	0,001 g	0,1g - 100 g	1	Ocak 21.	
15	AJ	AJ/YB/1/TERAZI ODASI	TERAZI	PRECISA	200372	0,02 g - 320 g	0,001 g	0,1 g - 100 g	1	Ocak 21.	
16	AJ	AJ/YB/1/TERAZI ODASI	TERAZI	PRECISA	200371	0,02 g - 320 g	0,001 g	0,1g - 100 g	1	Ocak 21.	

17	AJ	AJ/YB/1/TERAZI ODASI	TERAZI	PRECISA	200370	0,02 g - 320 g	0,001 g	0,1 g - 100 g	1	Ocak 21.	
18	AJ	AJ/YB/2/TERAZI ODASI	TERAZI	PRECISA	200375	0,02 g - 320 g	0,001 g	1 g - 5 g - 10 g	1	Ocak 21.	
19	AJ	AJ/YB/2/TERAZI ODASI	TERAZI	PRECISA	253.3.4/16/1335 7	0,02 g - 320 g	0,001 g	0,02 g - 320 g	1	Ocak 21.	
20	AJ	AJ/YB/2/TERAZI ODASI	TERAZI	PRECISA	253.3.4/16/1335 5	0,02gr - 320gr	0,001gr	0,02gr - 320gr	1	Ocak 21.	
21	AJ	AJ/MB/1/XRF TERAZI ODASI	TERAZI	METTLER	253.3.4/17/669	0,01 g - 220 g	0,0001 g	0,1 g - 10 g	1	Ocak 21.	
22	AJ	AJ/MB/1/XRF TERAZI ODASI	TERAZI	METTLER	253.3.4/16/1633 1	0,01 g - 220 g	0,0001 g	0,1 g - 10 g	1	Ocak 21.	
23	AJ	AJ/MB/XRF TERAZI ODASI	TERAZI	METTLER	253.3.4/17/665	0,01 g - 220 g	0,0001 g	0,1 g - 10 g	1	Ocak 21.	
24	AJ	AJ/YB/0/KUP.LAB.1	TERAZI	METTLER	175672-1	0,001 g - 5,1 g	0,000001 g	0,00005 g - 0,5 g	1	Ocak 21.	
25	AJ	AJ/YB/0/KUP.LAB.2	TERAZI	PRECISA	194164	0,02 g - 320 g	0,001 g	0,1 g - 100 g	1	Ocak 21.	
26	AJ	AJ/YB/1/TERAZI ODASI	TERAZI	PRECISA	253.3.4/16/1335 6	0,02g - 320g	0,001g	0,1g - 100 g	1	Ocak 21.	

27	AJ	AJ/YB/0/KUP.LAB.1	TERAZI	METTLER	253.3.4/14/4875 1	0,001 g - 2.1 g	0,0000001 g	0,00001 g- 0,5 g	1	Ocak 21.	
28	AJ	AJ/MB/1/XRF TERAZI ODASI	TERAZI	METTLER	253.3.4/17/668 B715976509	0,01 g - 120 g	0,0001 g	0,1 g - 10 g	1	Ocak 21.	
29	AJ	AJ/MB/1/XRF TERAZI ODASI	TERAZI	METTLER	253.3.4/17/666 B715976508	0,01 g - 120 g	0,0001 g	0,1 g - 10 g	1	Ocak 21.	
30	AJ	AJ/YB/2/TERAZI ODASI	TERAZI	METTLER	253.3.4/16/1633 0	0,01 g - 120 g	0,0001 g	0,1 g - 10 g	1	Ocak 21.	
31	AK	AK-H-B-10	TERAZI	MINEBEA INTEC	19/688	500g - 15000g	0,01g	500g - 1000g 2000g	1	Ocak 21.	
32	AK	ARAZI	TERAZI	RADWAG	19/1295	0,5g - 6100g	0,001 g	500g - 1000g 2000g	1	Ocak 21.	
33	AK	AK-H-1-10	TERAZI	RADWAG	19/1293	0,01g - 220 g	0,0001 g	0,1 g - 60 g	1	Ocak 21.	
34	AK	AK-H-Z-10	TERAZI	RADWAG	19/1292	0,01g - 220 g	0,0001 g	0,1 g - 60 g	1	Ocak 21.	
35	AK	AK-H-B-9	TERAZI	RADWAG	19/1294	0,5g - 6100g	0,001 g	500g - 1000g 2000g	1	Ocak 21.	
36	AK	AK-H-Z-11	TERAZI	RADWAG	19/1291	0,01g - 220 g	0,0001 g	0,1 g - 35 g	1	Ocak 21.	

37	AK	AK-H-1-9	TERAZI	SARTORIUS	48753	0.01g - 220 g	0.0001 g	0.1 g - 35 g	1	Ocak 21.	
38	AK	ARAZI	TERAZI	TEM EGE	190301 05-06306	0,001 kg - 15 kg	0,001 kg	0,5 kg - 10 kg	1	Ocak 21.	
39	AK	ARAZI	TERAZI	ÇOMAK	10817	1 g -15 kg	1g	500 g - 10000 g	1	Ocak 21.	
40	AK	AK-H-Z-10	TERAZI	PRECISA	U31656	0.01g - 220 g	0.0001 g	0.1 g - 35 g	1	Ocak 21.	
41	AK	AK-H-1-10	TERAZI	PRECISA	253.3.4/14/4205 8 194165	0,5 g - 3200 g	0,01 g	500 g - 3200 g	1	Ocak 21.	
42	AK	AK-H-1-8	TERAZI	PRECISA	U31648	0.01g - 220 g	0.0001 g	0.1 g - 35 g	1	Ocak 21.	
43	AK	AK-H-Z-12	TERAZI	PRECISA	253.3.4/14/4208 1 184673	0.01 g - 220 g	0.0001 g	0.1 g - 35 g	1	Ocak 21.	
44	AK	AK-H-Z-8	TERAZI	SARTORIUS	253.3.4/14/4875 4	0.01 g - 220 g	0.0001 g	0.1 g - 60 g	1	Ocak 21.	
45	AK	AK-H-B-10	TERAZI	PRECISA	194166	0,5 g - 6200 g	0,01 g	500 g - 6200g	1	Ocak 21.	
46	AK	AK-H-Z-9	TERAZI	SARTORIUS	253.3.4/16/1643 8 34209604	0,01 g - 220 g	0,0001g	0,1 g - 35 g	1	Ocak 21.	

47	AK	AK-H-1-9	TERAZI	PRECISA	253.2.5/16/1641 6	0,01g - 220 g	0,0001g	0,1 g - 35 g	1	Ocak 21.	
48	AK	AK-H-Z-9	TERAZI	SARTORIUS	16772	0,01gr - 220gr	0,0001gr	001gr - 35gr	1	Ocak 21.	
49	AK	AK-H-Z-9	TERAZI	PRECISA	253.3.4/14/4193 3 207043	0,01g - 220g	0,0001g	0,1 g - 35 g	1	Ocak 21.	
50	AK	AK-H-Z-12	TERAZI	PRECISA	187441	0,1g - 220g	0,0001g	0.1 g - 35 g	1	Ocak 21.	
51	AK	AK-H-Z-11	TERAZI	SARTORIUS	253.3.4/14/4875 2	0.01 g - 220 g	0.0001 g	0.1 g - 35 g	1	Ocak 21.	
52	AK	AK-H-Z-8	TERAZI	SARTORIUS	253.3.4/15/1602	0,0001g - 60 g	0,0001g	0,1 g - 35 g	1	Ocak 21.	
53	KB	KB-K/1/KAL. LAB	TERAZI	RADWAG	253.3.4/17/683	0-220 g	0,00001	0-80 g	1	Ocak 21.	
54	TC	TC/C/1/206	TERAZI	CAS	400	100g-10000g	5g	100-2500- 5000-7500- 10000)g	1	Ocak 21	
55	TC	TC-C-1-203	TERAZI	PRECISA	194163	0.5g-3200g	0.01g	(0,5-800- 1600-2400- 3200)g	1	Ocak 21	
56	TC	TC/C/1/206	TERAZI	PRECISA	203529	0.5g-3200g	0.01g	(0,5-600- 1200-2000- 2500)g	1	Ocak 21	

57	TC	TC/C/2/321-323-325	TERAZI	PRECISA	203531	0.5g-3200g	0.01g	(0,5-800-1600-2400-3200)g	1	Oca.21	
58	TC	TC/C/1/221	TERAZI	PRECISA	203530	0.5g-3200g	0.01g	(0,5-800-1600-2400-3200)g	1	Oca.21	
59	TC	TC/C/2/125	TERAZI	PRECISA	203528	0.5 gr / 3200 gr	0.01	5 g / 20 g / 150 g / 400 g / 3200 g	1	Oca.21	
60	TC	TC-C-1-203	TERAZI	PRECISA	194161	0.5/3200 g	0.01 g	0.5/3200 g	1	Oca.21	
61	TC	TC-C-1-203	TERAZI	PRECISA	194158	0.02/320 g	0.001 g	0.02/320 g	1	Oca.21	
62	TC	TC/C/2/125	TERAZI	PRECISA	203532	5g-5000g	0.1g	(5-1200-2500-3000-5000)g	1	Oca.21	
63	TS	TS-O/ Doğaltaş lab.	TERAZI	PRECISA	490IBK	5 g -34100 g	0,1 g	5 g -34100 g	1	Oca.21	
64	TS	TS-O/ Doğaltaş lab.	TERAZI	PRECISA	194167	0,1 g- 6100 g	0,1 g	1000 g - 4500 g	1	Oca.21	
65	TS	TS-S/2/11	TERAZI	PRECISA	190655	0,01 g - 220 g	0,0001 g	5 g - 100 g	1	Oca.21	
66	TS	TS-O/ Doğaltaş lab.	TERAZI	PRECISA	194162	0,5 g - 3200 g	0,01 g	100 g - 200g - 500 g - 1000 g - 1500 g - 3000 g	1	Oca.21	

67	TS	TS-O/Z/1	TERAZİ	PRECİSA	190656	0,5 g - 2200 g	0,01 g	100 g - 1500 g	1	Oca.21	
68	TS	MERMER PILOT	TERAZİ	KERN	194160/253.3.4/ 14/42052	0,0001 g-220 g	0,0001 g	5-100 g	1	Oca.21	
69	TS	TS-R/Z/11	TERAZİ	KERN	67770053	0,5 g - 2200 g	0,01 g	200 g - 1500 g	1	Oca.21	
70	AA	AA/H/2/ LAB.	SICAKLIK NEM ÖLÇER	V&A	13567	-20°C - 70°C / 0- 100%rH	0,1°C / 0,1 %rH	T(17°C - 22°C- 27°C) %rH(30- 55-80)	2	Sub.22	Sub.21
71	AA	AA/LAB.	SICAKLIK NEM ÖLÇER	CEM	13558	-20°C - 70°C / 0- 100%rH	0,1°C / 0,1%rH	T(17°C - 22°C- 27°C) %rH(30-55- 80)	2	Sub.22	Sub.21
72	AA	AA/H/1/12	SICAKLIK NEM ÖLÇER	VA600-NH	13563	-40°C - 70°C / 0- 99,9%rH	0,1°C / 0,1%rH	T(17°C - 22°C- 27°C) %rH(30- 55-80)	2	Sub.22	Sub.21
73	AA	AA/H/1/12	SICAKLIK NEM ÖLÇER	TESTO	194232	-20°C - 70°C / 0- 100%rH	0,1°C / 0,1%rH	T(17°C - 22°C- 27°C) %rH(30-55- 80)	2	Sub.22	Sub.21
74	AA	AA/H/1/12	SICAKLIK NEM ÖLÇER	TESTO	48213	-20°C - 70°C / 0- 100%rH	0,1°C / 0,1%rH	T(17°C - 22°C- 27°C) %rH(30-55- 80)	2	Sub.22	Sub.21
75	AA	AA/H/1/11	SICAKLIK NEM ÖLÇER	TESTO	48212	-20°C - 70°C / 0- 100%rH	0,1°C / 0,1%rH	T(17°C - 22°C- 27°C) %rH(30-55- 80)	2	Sub.22	Sub.21

76	AA	AA/H/2/ LAB.	SICAKLIK NEM ÖLÇER	V&A	13560	-20°C - 70°C / 0- 100%rH	0,1°C / 0,1 %rH	T(17°C - 22°C - 27°C) %rH(30- 55-80)	2	\$ub.22	\$ub.21
77	AJ	AJ/MB/1/XRF TERAZİ ODASI	SICAKLIK NEM ÖLÇER	V&A	13564	-40°C - 70°C / 0- 99,9%rH	0,1°C / 0,1%rH	T(17°C - 22°C - 27°C) %rH(30-55- 80)	2	\$ub.22	\$ub.21
78	AJ	AJ/YB/1/CIHAZ LAB.	SICAKLIK NEM ÖLÇER	TESTO	217717	-20°C - 70°C / 0- 100%rH	0,1°C / 0,1%rH	T(17°C - 22°C - 27°C) %rH(30-55- 80)	2	\$ub.22	\$ub.21
79	AJ	AJ/MB/2/XRF CIHAZ LAB.	SICAKLIK NEM ÖLÇER	TESTO	48218	-20°C - 70°C / 0- 100%rH	0,1°C / 0,1%rH	T(17°C - 22°C - 27°C) %rH(30-55- 80)	2	\$ub.22	\$ub.21
80	AJ	AJ/YB/2/ÇÖZME LAB.	SICAKLIK NEM ÖLÇER	TESTO	48219	-20°C - 70°C / 0- 100%rH	0,1°C / 0,1%rH	T(17°C - 22°C - 27°C) %rH(30-55- 80)	2	\$ub.22	\$ub.21
81	AJ	AJ/YB/2/CIHAZ LAB.	SICAKLIK NEM ÖLÇER	TESTO	48217	-20°C - 70°C / 0- 100%rH	0,1°C / 0,1%rH	T(17°C - 22°C - 27°C) %rH(30-55- 80)	2	\$ub.22	\$ub.21
82	AJ	AJ/YB	SICAKLIK NEM ÖLÇER	TESTO	194238	-20°C - 70°C / 0- 100%rH	0,1°C / 0,1%rH	T(17°C - 22°C - 27°C) %rH(30-55- 80)	2	\$ub.22	\$ub.21
83	AJ	AJ/YB/1/ICP MS LAB.	SICAKLIK NEM ÖLÇER	TESTO	217723	-20°C - 70°C / 0- 100%rH	0,1°C / 0,1%rH	T(17°C - 22°C - 27°C) %rH(30-55- 80)	2	\$ub.22	\$ub.21

84	AJ	AJ/YB/0/TERAZİ ODASI	SICAKLIK NEM ÖLÇER	TESTO	217722	-20°C - 70°C / 0- 100%rH	0.1 °C 0.1%rH	T(17°C - 22°C 27°C) %rH(30-55- 80)	2	\$ub.22	\$ub.21
85	AJ	AJ/YB/1/CIHAZ LAB.	SICAKLIK NEM ÖLÇER	TESTO	217721	-20°C - 70°C / 0- 100%rH	0.1°C / 0.1%rH	T(17°C - 22°C 27°C) %rH(30-55- 80)	2	\$ub.22	\$ub.21
86	AJ	AJ/YB/1/TERAZİ ODASI	SICAKLIK NEM ÖLÇER	TESTO	217720	-20°C - 70°C / 0- 100%rH	0.1°C / 0.1%rH	T(17°C - 22°C 27°C) %rH(30-55- 80)	2	\$ub.22	\$ub.21
87	AJ	AJ/LAB.	SICAKLIK NEM ÖLÇER	TESTO	217719	-20°C - 70°C / 0- 100%rH	0.1 °C 0.1%rH	T(17°C - 22°C 27°C) %rH(30-55- 80)	2	\$ub.22	\$ub.21
88	AJ	AJ/YB/1/ÇÖZME LAB.	SICAKLIK NEM ÖLÇER	TESTO	217718	-20°C - 70°C / 0- 100%rH	0.1°C / 0.1%rH	T(17°C - 22°C 27°C) %rH(30-55- 80)	2	\$ub.22	\$ub.21
89	AJ	AJ/LAB.	SICAKLIK NEM ÖLÇER	V&A	13568	-40°C - 70°C / 0- 99,9%rH	0.1°C / 0.1%rH	T(17°C - 22°C 27°C) %rH(30-55- 80)	2	\$ub.22	\$ub.21
90	AJ	AJ/YB/2/ICP MS LAB.	SICAKLIK NEM ÖLÇER	V&A	13566	-40°C - 70°C / 0- 99,9%rH	0.1°C / 0.1%rH	T(17°C - 22°C 27°C) %rH(30-55- 80)	2	\$ub.22	\$ub.21
91	AJ	AJ/YB/2/ICP MS LAB.	SICAKLIK NEM ÖLÇER	V&A	13565	-40°C - 70°C / 0- 99,9%rH	0.1°C / 0.1%rH	T(17°C - 22°C 27°C) %rH(30-55- 80)	2	\$ub.22	\$ub.21

92	AJ	AJ/YB/2/TERAZI ODASI	SICAKLIK NEM ÖLÇER	V&A	13572	-40°C - 70°C / 0- 99,9%rH	0,1°C / 0,1%rH	T(17°C - 22°C 27°C) %rH(30-55- 80)	2	\$ub.22	\$ub.21
93	AJ	AJ/YB/1/CP MS LAB.	SICAKLIK NEM ÖLÇER	V&A	13571	-40°C - 70°C / 0- 99,9%rH	0,1°C / 0,1%rH	T(17°C - 22°C 27°C) %rH(30-55- 80)	2	\$ub.22	\$ub.21
94	AJ	AJ/LAB.	SICAKLIK NEM ÖLÇER	V&A	13570	-40°C - 70°C / 0- 99,9%rH	0,1°C / 0,1%rH	T(17°C - 22°C 27°C) %rH(30-55- 80)	2	\$ub.22	\$ub.21
95	AJ	AJ/LAB.	SICAKLIK NEM ÖLÇER	V&A	13569	-40°C-70°C / 0%rH-99,9%rH	0,1°C / 0,1%rH	T(17°C - 22°C 27°C) %rH(30-55- 80)	2	\$ub.22	\$ub.21
96	AK	AK-H-Z-10	SICAKLIK NEM ÖLÇER	TESTO	194231	-20°C - 70°C / 0- 100%rH	0,1°C / 0,1%rH	T(17-22-27) %rH(30-55- 80)	2	\$ub.22	\$ub.21
97	AK	AK-H-1-5	SICAKLIK NEM ÖLÇER	CEM	253.3.4/16/1357 5	-20°C - 70°C / 0- 100%rH	0,1°C / 0,1%rH	T(17-22- 27)°C %rH=(30-55- 80)	2	\$ub.22	\$ub.21
98	AK	AK-H-Z-12	SICAKLIK NEM ÖLÇER	V&A	253.3.4/16/1356 1	-20°C - 70°C / 0- 100%rH	0,1°C / 0,1%rH	T(17-22-27) %rH(30-55- 80)	2	\$ub.22	\$ub.21
99	AK	AK-H-B-10	SICAKLIK NEM ÖLÇER	V&A	13577	-20°C - 70°C / 0- 100%rH	0,1°C / 0,1%rH	T(17-22-27) %rH(30-55- 80)	2	\$ub.22	\$ub.21
100	AK	AK-H-Z-9	SICAKLIK NEM ÖLÇER	TESTO	253.3.6/16/4246 8 20070014	-20°C - 70°C / 0- 100%rH	0,1°C / 0,1%rH	T(17-22- 27)°C %rH=(30-55- 80)	2	\$ub.22	\$ub.21

101	AK	ARAZİ	SICAKLIK NEM ÖLÇER	TESTO	20072494	-20°C - 70°C / 0- 100%rH	0.1 °C / 0.1%rH	I=(17-22- 27)°C %rH=(30-55- 80)	2	\$ub. 22.	\$ub. 21
102	AK	AK-H-Z-11	SICAKLIK NEM ÖLÇER	TESTO	38205228 194230	-20°C - 70°C / 0- 100%rH	0.1 °C / 0.1%rH	I=(17-22- 27)°C %rH=(30-55- 80)	2	\$ub. 22.	\$ub. 21
103	AK	AK-H-Z-8	SICAKLIK NEM ÖLÇER	TESTO	38204927 194240	--20°C - 70°C / 0-100%rH	0.1 °C / 0.1%rH	I=(17-22- 27)°C %rH=(30-55- 80)	2	\$ub. 22.	\$ub. 21
104	AK	AK-H-1-9	SICAKLIK NEM ÖLÇER	TESTO	194241	-20°C - 70°C / 0- 100%rH	0.1°C / 0.1%rH	T(17-22-27) %rH(30-55- 80)	2	\$ub. 22.	\$ub. 21
105	NK	NK ARŞİVİ	SICAKLIK NEM ÖLÇER	CEM	160705655	°C - 70°C / 0-100%	0.1 °C / 0.1%rH	T(17°C - 22°C - 27°C) %rH(30-55- 80)	2	\$ub. 22	\$ub. 21
106	NK	NK/Z/-1/Arşiv Odası	SICAKLIK NEM ÖLÇER	V&A	13574	°C - 70°C / 0-100%	0.1 °C / 0.1%rH	T(17°C - 22°C - 27°C) %rH(30-55- 80)	2	\$ub. 22	\$ub. 21
107	NK	NK/Z/-1/Arşiv Odası	SICAKLIK NEM ÖLÇER	V&A	13573	-20°C - 70°C / 0- 100%Rh	0.1 °C / 0.1%rH	T(17°C - 22°C - 27°C) %rH(30-55- 80)	2	\$ub. 22	\$ub. 21
108	MP	MP/Karot num haz	SICAKLIK NEM ÖLÇER	TESTO	204456	(-20-70)°C (0- 100)%rH	0.1 °C 0.1%rH	T=(17-22- 27)°C %rH=(30-55- 80)	2	\$ub. 22	\$ub. 21
109	TC	TC/ c/z/125	SICAKLIK NEM ÖLÇER	V&A	13562	-20°C.70°C 0%- 100%rH	0.1 °C 0.1%rH	T=(17-22- 27)°C %RH=(30-55- 80)	2	\$ub. 22	\$ub. 21

110	TS	TS-O/Z/1	SICAKLIK NEM ÖLÇER	TESTO	194228	-20°C - 70°C / 0-100%rH	0,1°C / 0,1%rH	T(10°C - 15°C - 20°C - 25°C - 30°C) %rH(30-55-80)	2	\$ub.22	\$ub.21
111	TS	TS-S/Z/11	SICAKLIK NEM ÖLÇER	TESTO	194239	-20°C - 70°C / 0-100%rH	0,1°C / 0,1%rH	T(10°C - 15°C - 20°C - 25°C - 30°C) %rH(30-55-80)	2	\$ub.22	\$ub.21
112	TS	TS-S/Z/8	SICAKLIK NEM ÖLÇER	TESTO	48214	-20°C - 70°C / 0-100%rH	0,1°C / 0,1%rH	T(10°C - 15°C - 20°C - 25°C - 30°C) %rH(30-55-80)	2	\$ub.22	\$ub.21
113	KB	KB-K/1/Kal. Lab.	SICAKLIK NEM ÖLÇER	CEM	160705653	(-20-70)°C (0-100)%rH	0.1 °C 0.1%rH	T(17-22-27) %Rh(30-55-80)	2	\$ub.22	\$ub.21
114	KB	KB-K/1/Kal. Lab.	SICAKLIK NEM ÖLÇER	CEM	160705639	(-20-70)°C (0-100)%rH	0.1 °C 0.1%rH	T(17-22-27) %Rh(30-55-80)	2	\$ub.22	\$ub.21
115	KB	KB-K/1/Kal. Lab.	SICAKLIK NEM ÖLÇER	CEM	160705657	(-20-70)°C (0-100)%rH	0.1 °C 0.1%rH	T(17-22-27) %Rh(30-55-80)	2	\$ub.22	\$ub.21
116	KB	KB-K/1/Kal. Lab.	SICAKLIK NEM ÖLÇER	TFA	2155	(-20-70)°C (0-100)%rH	0.1 °C 0.1%rH	T(17-22-27) %Rh(30-55-80)	2	\$ub.22	\$ub.21
117	KB	KB-K/1/Kal. Lab.	SICAKLIK NEM ÖLÇER	TESTO	48220	-20°C.70°C 0%-100%rH	0.1 °C 0.1%rH	T=(17-22-27)°C %RH=(30-55-80)	2	\$ub.22	\$ub.21
118	KB	KB-K/1/Kal. Lab.	SICAKLIK NEM ÖLÇER	TESTO	194242	0..100 %rF - 20..+70 °C	0.1 %rF 0.1 °C	(17.22.27)°C (30.55.80)%rF	2	\$ub.22	\$ub.21

119	KB	KB-K/1/Kal. Lab.	SICAKLIK NEM ÖLÇER	V&A	13576	(-20-70)°C (0-100)%rH	0,1°C 0,1%rH	T(17-22-27) %RH(30-55-80)	2	Şub.22	Şub.21
120	KB	KB-K/1/Kal. Lab.	SICAKLIK NEM ÖLÇER	TESTO	194237	0..100 % rF - 20..+70 °C	0.1 % rF 0.1 °C	(17.22.27)°C (30.55.80)%rF	2	Şub.22	Şub.21
121	AA	AA/H/1/13	OTOMATİK PIPET	EPPENDORF	L134186	0,01 ml - 0,1 ml	0,01ml	10-50-100 µl	2	Mar.22	Eyl.21
122	AA	AA/H/1/13	OTOMATİK PIPET	EPPENDORF	Q35796E	0 ml - 10ml	-	1-5-10ml	1	Mar.21	Eyl.21
123	AA	AA/H/1/13	OTOMATİK PIPET	EPPENDORF	I18364G	0 ml - 10ml	-	1-5-10ml	1	Mar.21	Eyl.21
124	AA	AA/H/1/13	OTOMATİK PIPET	EPPENDORF	Q36693E	0 ml - 5 ml	-	0.5-2.5-5 ml	1	Mar.21	Eyl.21
125	AA	AA/H/1/13	OTOMATİK PIPET	EPPENDORF	Q16391E	0 ml-1 ml	-	0.1-0.5-1.0 ml	1	Mar.21	Eyl.21
126	AA	AA/H/1/13	OTOMATİK PIPET	EPPENDORF	L18064G	0 ml-1 ml	-	0.1-0.5-1.0 ml	1	Mar.21	Eyl.21
127	AA	AA/H/1/13	OTOMATİK PIPET	EPPENDORF	I34224G	0 ml-1 ml	-	0.1-0.5-1.0 ml	1	Mar.21	Eyl.21
128	AA	AA/H/1/13	OTOMATİK PIPET	EPPENDORF	P16431E	0,01 ml - 0,1 ml	-	10-50-100 µl	1	Mar.21	Eyl.21

129	AA	AA/H/1/13	OTOMATİK PIPET	EPENDORF	L13566G	0,01 ml - 0,1 ml	-	10-50-100 µl	1	Mar.21	Eyl.21
130	AA	AA/H/1/13	OTOMATİK PIPET	EPENDORF	Q35639E	0 ml -10 ml	0,01 ml	1-5-10 ml	1	Mar.21	Eyl.21
131	AA	AA/H/1/13	OTOMATİK PIPET	EPENDORF	Q36689E	0ml - 5ml	0,01 ml	0.5-2.5-5 ml	1	Mar.21	Eyl.21
132	AA	AA/H/1/13	OTOMATİK PIPET	EPENDORF	Q16380E	0ml - 1ml	0,001ml	0.1-0.5-1.0	1	Mar.21	Eyl.21
133	AJ	AJ/YB/1/ÇÖZME LAB.	OTOMATİK PIPET	DRAGON LAB.	DY97528	10 µl - 100 µl	0,01 µl	100 µl	1	Mar.21	Eyl.21
134	AJ	AJ/YB/1/CIHAZ LAB	OTOMATİK PIPET	TRANSFERPETT E	11H99966	500 µl - 5000 µl		500 µl - 5000 µl	1	Mar.21	Eyl.21
135	AJ	AJ/YB/1//CIHAZ LAB	OTOMATİK PIPET	BOECO	7708033	500 µl - 5000 µl		500 µl - 5000 µl	1	Mar.21	Eyl.21
136	AJ	AJ/YB/1/CIHAZ LAB	OTOMATİK PIPET	BOECO	7708031	500 µl - 5000 µl		500 µl - 5000 µl	1	Mar.21	Eyl.21
137	AJ	AJ/YB/1/ÇÖZME LAB.	OTOMATİK PIPET	Eppendorf	K45775G	100 µl - 1000µL	0.1 µL	100 µL	1	Mar.21	Eyl.21
138	AJ	AJ/YB/2/ICP MS LAB	OTOMATİK PIPET	DRAGON LAB.	DY97514	10 µl - 100 µl	1 µl	100µl	1	Mar.21	Eyl.21

139	AJ	AJ/YB/2/ICP CIHAZ LAB.2	OTOMATİK PIPET	BOECO	9700290	1 ml - 10 ml		1 ml - 10ml	1	Mar.21	Eyl.21
140	AJ	AJ-YB/2/ICP CIHAZ LAB.2	OTOMATİK PIPET	TRANSFERPETT E	06D0553	100µl - 1000µl	1 µl	100 µl-1000 µl	1	Mar.21	Eyl.21
141	AJ	AJ/YB/2/ICP CIHAZ LAB.2	OTOMATİK PIPET	BRAND	05J93786	0µl - 100µl	1 µl	100 µl	1	Mar.21	Eyl.21
142	AJ	AJ/YB/1/ICP MS LAB.	OTOMATİK PIPET	SP SERIES	7707795	100µl - 1000µl	1 µl	1000 µl	1	Mar.21	Eyl.21
143	AJ	AJ/YB/1/ICP MS LAB.	OTOMATİK PIPET	DRAGON LAB.	DY97526	10 µl - 100 µl	5µl	100 µl	1	Mar.21	Eyl.21
144	AJ	AJ/YB/1/CIHAZ LAB.	OTOMATİK PIPET	DRAGON LAB.	DY60431	1 ml - 5 ml	0.05 µl	1 ml - 5 ml	1	Mar.21	Eyl.21
145	AJ	AJ/YB/1/ICP-MS LAB	OTOMATİK PIPET	SP SERIES	9700289	1 ml -10 ml	0,02 ml	10 ml	1	Mar.21	Eyl.21
146	AJ	AJ/YB/1/ICP MS LAB.	OTOMATİK PIPET	BOECO	9700288	1 ml -10 ml	0,1 ml	10 ml	1	Mar.21	Eyl.21
147	AJ	AJ/YB/1/CIHAZ LAB.	OTOMATİK PIPET	BRAND	11H02736	100 µl - 1000 µl	1 µl	1000 µl	1	Mar.21	Eyl.21
148	AJ	AJ/YB/2/ICP MS LAB	OTOMATİK PIPET	BRAND	11H02752	100 µl - 1000 µl	1 µl	1000 µl	1	Mar.21	Eyl.21

149	TS	TS/Ömer Narin Lab.	OTOMATİK PİPET	BIOCE	7708009	0 ml - 5 ml	0,01ml	0 ml - 5 ml	1	Mar.21	Eyl.21
150	AA	AA/YB/2/ANALİZ LAB	DISPENSER	BRAND	10L85503	1 ml -10 ml	0,1 ml	1 ml -5- 10 ml	2	Mar.22	Eyl.21
151	AA	AA/YB/2/ANALİZ LAB.	DISPENSER	VİTLAB	09E20081	1 ml -10 ml	0,1 ml	1 ml -5- 10 ml	2	Mar.22	Eyl.21
152	AA	AA/YB/2/ANALİZ LAB.	DISPENSER	VİTLAB	09E20082	1 ml - 10 ml	0.1 ml	1 ml - 5 ml - 10 ml	2	Mar.22	Eyl.21
153	AA	AA/YB/2/ANALİZ LAB	DISPENSER	VİTLAB	11E41245	1 ml - 5 ml	0.1 ml	1ml - 2.5-5 ml	2	Mar.22	Eyl.21
154	AA	AA/YB/2/ANALİZ LAB.	DISPENSER	VİTLAB	11E41248	1 ml - 5 ml	0.1 ml	1ml - 2.5-5 ml	2	Mar.22	Eyl.21
155	AA	AA/YB/2/ANALİZ LAB	DISPENSER	VİTLAB	09E21392	10 ml - 50 ml	1 ml	10 ml - 30 ml - 50 ml	2	Mar.22	Eyl.21
156	AJ	AJ/YB/2/ÇÖZME LAB.	DISPENSER	HIRSCHMANN	1	2 ml - 10ml	0,25 ml	5 ml	2	Mar.22	Eyl.21
157	AJ	AJ/YB/1/ICP MS LAB.	DISPENSER	BRAND	10L86100	0,5 ml - 5 ml	0,1 ml	0,1 ml	2	Mar.22	Eyl.21
158	AJ	AJ/YB/1/ICP MS LAB.	DISPENSER	BRAND	10L86084	0,5 ml - 5 ml	0,1 ml	0,1 ml	2	Mar.22	Eyl.21

159	AJ	AJ/YB/1/ICP MS LAB.	DISPENSER	BOECO	7G96723	5 ml-25 ml	0,5 ml	10 ml	2	Mar.22	Eyl.21
160	AJ	AJ/YB/1/ICP MS LAB.	DISPENSER	BRAND	10L85459	1 ml -10 ml	0,2 ml	1 ml - 10 ml	2	Mar.22	Eyl.21
161	AJ	AJ/YB/2/ÇÖZME LAB.	DISPENSER	BOECO	3G54471	1 ml - 5ml	0,1ml	2 ml	2	Mar.22	Eyl.21
162	AJ	AJ/YB/2/ÇÖZME LAB.	DISPENSER	BRAND	09L77691	1 ml - 5 ml	-	1 ml-5 ml	2	Mar.22	Eyl.21
163	AJ	AJ/YB/2/ÇÖZME LAB.	DISPENSER	BRAND	19F79350	1ml-10ml	0,2ml	10 ml	2	Mar.22	Eyl.21
164	AA	AA/H/2/ LAB	BÜRET	SUPERIOR	BRT6	1 ml - 50 ml	1 ml	10ml - 25ml - 50 ml	4	Mar.24	Eyl.22
165	AA	AA/H/2/ LAB	BÜRET	SCHNELLER	BRT5	0 ml - 50 ml	1 ml	10ml - 25ml - 50 ml	4	Mar.24	Eyl.22
166	AA	AA/H/2/ LAB	BÜRET	SCHNELLER	BRT4	0 ml -50 ml	1 ml	10ml - 25ml - 50 ml	4	Mar.24	Eyl.22
167	AA	AA/H/2/ LAB	BÜRET	SUPERIOR	BRT3	0 ml -50 ml	0,1 ml	5ml - 25ml - 50 ml	4	Mar.24	Eyl.22
168	AA	AA/YB/2/ANALİZ LAB.	MEZÜR	S&H	M5	0ml - 100 ml	1 ml	20-50-100 ml	4	Mar.24	Mar.22

169	AA	AA/H/2/LAB.	MEZÜR	ISO THERM	M4	0ml - 50 ml	1 ml	10-30-50 ml	4	Mar.24	Mar.22
170	AA	AA/H/2/ LAB	MEZÜR	TEKNİK CAM	M3	0ml - 10 ml	0,5 ml	0-5-10 ml	4	Mar.24	Mar.22
171	AJ	AJ/LAB.	BALON JOJE	ISOLAB	BJ-1	0 ml - 50 ml	0,1 ml	50 ml	4	Mar.24	Eyl.22
172	AJ	AJ/LAB.	BALON JOJE	ISOLAB	BJ-2	0 ml - 50 ml	0,1 ml	50 ml	4	Mar.24	Eyl.22
173	TS	TS/Doğal Taş Lab.	CAM PIKNOMETRE	İLDAM	TS-C-Pik-8	0 ml - 50 ml	-	50 ml	4	Mar.24	Mar.22
174	TS	TS/Doğal Taş Lab.	CAM PIKNOMETRE	İLDAM	TS-C-Pik-7	0 ml - 50 ml	-	50 ml	4	Mar.24	Mar.22
175	TS	TS/Doğal Taş Lab.	CAM PIKNOMETRE	İLDAM	TS-C-Pik-6	0 ml - 50 ml	-	50 ml	4	Mar.24	Mar.22
176	TS	TS/Doğal Taş Lab.	CAM PIKNOMETRE	İLDAM	TS-C-Pik-5	0 ml - 50 ml	-	50 ml	4	Mar.24	Mar.22
177	TS	TS/Doğal Taş Lab.	CAM PIKNOMETRE	İLDAM	TS-C-Pik-4	0 ml - 50 ml	-	50 ml	4	Mar.24	Mar.22
178	TS	TS/Doğal Taş Lab.	CAM PIKNOMETRE	İLDAM	TS-C-Pik-3	0 ml - 50 ml	-	50 ml	4	Mar.24	Mar.22

179	TS	TS/Doğal Taş Lab.	CAM PIKNOMETRE	İLDAM	TS-C-Pik-2	0 ml - 50 ml	-	50 ml	4	Mar.24	Mar.22
180	TS	TS/Doğal Taş Lab.	CAM PIKNOMETRE	İLDAM	TS-C-Pik-1	0 ml - 50 ml	-	50 ml	4	Mar.24	Mar.22
181	AA	AA/H/1/12	ETÜV	MİPRO	253.3.6/18/1612	5C ⁹ - 250C ⁹	1C ⁹	180°C	1	Nisan/Mayıs. 21	Ekim/Kasım.2 1
182	AA	AA/H/1/12	ETÜV	MİPRO	253.3.6/18/1611	5 C ⁹ -250C ⁹	1C ⁹	104°C	1	Nisan/Mayıs. 21	Ekim/Kasım.2 1
183	AA	AA/YB/2/ Fırın- Etüv Od.	ETÜV	MİKROTEST	253.3.6/15/63	0°C - 250 °C	0,1 °C	105 °C - 120 °C	1	Nisan/Mayıs. 21	Ekim/Kasım.2 1
184	AA	AA/H/1/12	ETÜV	MEMMERT	253.3.6/14/4279 2	0°C - 220 °C	0,1 °C	45°C - 60°C	1	Nisan/Mayıs. 21	Ekim/Kasım.2 1
185	AA	AA/YB/2/ FIRIN- ETÜV ODASI	ETÜV	MİKROTEST	253.3.6/15/65	0°C - 250 °C	0,1 °C	105°C - 120°C	1	Nisan/Mayıs. 21	Ekim/Kasım.2 1
186	AA	AA/YB/2/FIRIN- ETÜV ODASI	ETÜV	HERAEUS	69391	0°C - 250°C	2 °C	45 °C - 60 °C	1	Nisan/Mayıs. 21	Ekim/Kasım.2 1
187	AJ	AJ/MB/1/XRF NUMUNE HAZIRLAMA LAB.	ETÜV	ALFA	253.3.6/18/1775	0°C - 250°C	0,1 °C	105°C - 120°C	1	Nis./May.21	Ekim./Kas.21
188	AJ	AJ/MB/1/XRF NUMUNE HAZIRLAMA LAB.	ETÜV	ALFA	253.3.6/18/1776	0°C - 250 °C	0,1 °C	105°C - 120°C	1	Nis./May.21	Ekim./Kas.21

189	AL	AL/YB/2/ Firm-EtÜv Od.	ETÜV	HERAEUS	188383	0°C - 250 °C	0,1 °C	45 °C - 60 °C - 105 °C	1	Nis./May.21	Ekm./Kas.21
190	AL	AL/MB/1/XRF NUMUNE HAZIRLAMA LAB.	ETÜV	MIKROTEST	253.3.6/15/64	0°C - 250 °C	0,1 °C	105°C - 120°C	1	Nis./May.21	Ekm./Kas.21
191	AK	AK-H-B-10	ETÜV	JEOTEST	253.3.6/14/1641 2	5 °C - 100 °C	1 °C	40 °C	1	Nis./May.21	Ekm./Kas.21
192	AK	AA-H-B-10	ETÜV	MIKROTEST	2015-02	0 °C - 45 °C	0,1 °C	40 °C	1	Nis./May.21	Ekm./Kas.21
193	AK	AK-H-B-10	ETÜV	JEOTEST	253.3.6/14/1641 3	5 °C - 100 °C	1 °C	40 °C	1	Nis./May.21	Ekm./Kas.21
194	AK	AK-H-B-10	ETÜV	JEOTEST	253.3.6/14/1641 1	5 °C - 100 °C	1 °C	40 °C	1	Nis./May.21	Ekm./Kas.21
195	AK	ARAZI	ETÜV	-	145580	5°C - 100°C	1°C	40 °C	1	Nis./May.21	Ekm./Kas.21
196	AK	ARAZI	ETÜV	-	145581	5°C - 100 °C	1 °C	40 °C	1	Nis./May.21	Ekm./Kas.21
197	AK	ARAZI	ETÜV	TERMAL	193591	5°C - 250 °C	1°C	40°C	1	Nis./May.21	Ekm./Kas.21
198	AK	ARAZI	ETÜV	TERMAL	193590	5°C - 250 °C	1 °C	40 °C	1	Nis./May.21	Ekm./Kas.21

199	AK	AK-H-B-10	ETÜV	MIKROTEST	2015-04	0 °C - 45 °C	0,1°C	40 °C	1	Nis./May.21	Ekim/Kas.21
200	AK	ARAZI	ETÜV	MIKROTEST	2015-01	0 °C - 45 °C	0,1°C	40 °C	1	Nis./May.21	Ekim/Kas.21
201	AN	AN/MB/1/ Numune Hazırlama Birimi	ETÜV	ALFA	DB-19-311	20 °C -80°C	1°C	80°C	1	Nis./May.21	Ekim/Kas.21
202	AN	AN/MB/1/ Numune Hazırlama Birimi	ETÜV	ALFA	DB-19-310	20 °C - 80 °C	1°C	80°C	1	Nis./May.21	Ekim/Kas.21
203	AN	AN/MB/1/ Numune Hazırlama Birimi	ETÜV	ALFA	DB-19-309	20 °C - 80 °C	1°C	80°C	1	Nis./May.21	Ekim/Kas.21
204	AN	AN/MB/1/ Numune Hazırlama Birimi	ETÜV	ALFA	DB-19-308	20 °C - 80 °C	1°C	80 °C	1	Nis./May.21	Ekim/Kas.21
205	AN	AN/MB/1/ Numune Kıрма Öğütme Lab.	ETÜV	LİYA	253.03.06/17/1 620 -1786	40 °C - 80 °C	1°C	80 °C	1	Nis./May.21	Ekim/Kas.21
206	AN	AN/MB/1/ Numune Kıрма Öğütme Lab.	ETÜV	LİYA	253.03.06/17/1 619 -1785	40 °C - 80 °C	1°C	80 °C	1	Nis./May.21	Ekim/Kas.21
207	AN	AN/MB/1/ Numune Kıрма Öğütme Lab.	ETÜV	LİYA	253.03.06/17/1 618 -1784	40 °C - 80 °C	1°C	80 °C	1	Nis./May.21	Ekim/Kas.21
208	AN	AN/MB/1/ Numune Kıрма Öğütme Lab.	ETÜV	LİYA	253.03.06/17/1 617 -1783	40 °C - 80 °C	1°C	80 °C	1	Nis./May.21	Ekim/Kas.21

209	MP	MP/Karot/-1/1	ETÜV	MEMMERT	211624	20 °C 250 °C	0,1 °C	60 °C - 70 °C 80 °C	1	Nis./May.21	Ekim/Kas.21
210	TC	TC/C/2/321-323-325	ETÜV	TERMAL	193220	0 °C / 250 °C	0.1	110 °C	1	Nis./May.21	Ekim/Kas.21
211	TC	İLERİ TEKNOLOJİ LAB.	ETÜV	HERAEUS	175843	0°C - 240°C	0,1 °C	105 °C	1	Nis./May.21	Ekim/Kas.21
212	TS	MERMER PILOT	ETÜV	YMR-111	217804	5 °C - 250 °C	1 °C	40 °C - 55 °C - 70 °C	1	Nis./May.21	Ekim/Kas.21
213	TS	FİZİKO LAB.	ETÜV	YMR-110	42803	5 °C - 250 °C	1 °C	55 °C - 70 °C - 105 °C - 110 °C	1	Nis./May.21	Ekim/Kas.21
214	TS	MERMER PILOT	ETÜV	TERMAL	42775	5 °C - 250 °C	2 °C	70 °C - 110 °C	1	Nis./May.21	Ekim/Kas.21
215	TS	TS-O/ Doğaltaş lab.	ETÜV	YMR KD	42804	0°C - 250 °C	1°C	55 °C - 70 °C -	1	Nis./May.21	Ekim/Kas.21
216	TS	TS-O/ Doğaltaş lab.	ETÜV	TERMAL	193252	5 °C - 250 °C	2 °C	70°C - 105°C - 110°C	1	Nis./May.21	Ekim/Kas.21
217	AA	AA/H/1/13	SOĞUTMALI İNKUBATÖR	ANGELANTONİ	253.3.2/18/1675	0 °C - 10 °C	-	4°C	1	Nis./May.21	Ekim/Kas.21
218	AA	AA/H/1/13	SOĞUTMALI İNKUBATÖR	ANGELANTONİ	253.3.6/14/4279 3	0°C-10°C	-	4°C	1	Nis./May.21	Ekim/Kas.21

219	TS	TS-O/ Doğal Taş Lab	DONMA- ÇÖZÜNME CİHAZI TANK İÇİ SICAKLIK DAĞILIMI	EMS	49561	(-30)°C - 30°C	0,1 °C	(-10)°C - (-4)°C - (-2)°C - 10°C - 15°C	1	Nis./May.21	Ekm./Kas.21
220	TS	TS-O/ Doğaltaş Lab.	Donma Çözünme Cihazı Tank içi Sıcaklık Dağılımı	DİGİTAL	208916	(-30)°C - 25°C	0.1 °C	(-10)°C - (-4)°C - (-2)°C - 10°C - 15°C	1	Nis./May.21	Ekm./Kas.21
221	AJ	AJ/YB/ÇÖZME LAB.2	SU BANYOSU	MTA	SB-7	0°C - 250°C	0,1 °C	80 °C	1	Nis./May.21	Ekm./Kas.21
222	AJ	AJ/YB/ÇÖZME LAB.2	SU BANYOSU	MTA	SB-6	0°C - 250°C	0,1 °C	80 °C	1	Nis./May.21	Ekm./Kas.21
223	AJ	AJ/YB/1/ÇÖZME LAB.	SU BANYOSU	MTA	SB 5	0°C - 250 °C	0,1 °C	80 °C	1	Nis./May.21	Ekm./Kas.21
224	AJ	AJ/YB/1/ÇÖZME LAB.	SU BANYOSU	MTA	SB 4	0°C - 250 °C	0,1 °C	80 °C	1	Nis./May.21	Ekm./Kas.21
225	AJ	AJ/YB/1/ÇÖZME LAB.	SU BANYOSU	MTA	SB 3	0 °C - 250 °C	0,1 °C	80 °C	1	Nis./May.21	Ekm./Kas.21
226	AJ	AJ/YB/2/ÇÖZME LAB.	SU BANYOSU	MTA	SB 2	0°C - 250 °C	0,1 °C	80 °C	1	Nis./May.21	Ekm./Kas.21
227	AJ	AJ/YB/2/ÇÖZME LAB.	SU BANYOSU	GEMO	SB1	0°C - 250 °C	0,1 °C	80 °C	1	Nis./May.21	Ekm./Kas.21

228	TS	TS-O/ Doğaltaş Lab.	SU BANYOSU	TERMAL	193603	20°C - 100 °C	1 °C	100 °C	1	Nis./May.21	Ekm./Kas.21
229	TS	TS-O/ Doğaltaş Lab.	SU BANYOSU	TERMAL	193606	20 °C - 100 °C	± 1 °C	100 °C	1	Nis./May.21	Ekm./Kas.21
230	AA	AA/YB/2/ FIRIN- ETÜV ODASI	FIRIN	PROTHERM	253.3.6/14/4178 4 190651	09°C - 1200 °C	1 °C	380°C - 550°C- 820°C - 1050°C	1	Nisan/Mayis. 21	Ekm./Kas.21
231	AA	AA/YB/2/ FIRIN- ETÜV ODASI	FIRIN	PROTHERM	190653	59°C - 1200 °C	1 °C	380°C - 550°C- 820°C - 1050°C	1	Nis./May.21	Ekm./Kas.21
232	AA	AA/YB/2/ FIRIN- ETÜV ODASI	FIRIN	PROTHERM	253.3.6/14/4178 6 190652	09°C - 1200 °C	1 °C	380°C - 550°C- 820°C - 1050°C	1	Nis./May.21	Ekm./Kas.21
233	AJ	AJ/MB/1/FIRIN ODASI	FIRIN	PROTHERM	190650	09°C - 1200°C	1 °C	380°C-815 °C- 1050 °C	1	Nis./May.21	Ekm./Kas.21
234	AJ	AJ/MB/1/FIRIN ODASI	FIRIN	PROTHERM	194030	09°C - 1200°C	1 °C	380°C-815 °C- 1050 °C	1	Nis./May.21	Ekm./Kas.21
235	AJ	AJ/MB/1/FIRIN ODASI	FIRIN	PROTHERM	194029	09°C - 1200°C	1 °C	380°C-815 °C- 1050 °C	1	Nis./May.21	Ekm./Kas.21
236	AJ	AJ/MB/1/FIRIN ODASI	FIRIN	NEVOLA	253.3.6/18/1562	09°C - 1200°C	1 °C	380°C-815 °C- 1050 °C	1	Nis./May.21	Ekm./Kas.21

A.6.

[Signature]

[Signature]

237	AJ	AJ/MB/1/FIRIN ODASI	FIRIN	NEVOLA	253.3.6/18/1561	0°C - 1200°C	1°C	380°C - 815 °C - 1050 °C	1	Nis./May.21	Ekm./Kas.21
238	AJ	AJ/MB/1/FIRIN ODASI	FIRIN	NEVOLA	253.3.6/18/1560	0°C - 1200 °C	1°C	380°C - 815 °C - 1050 °C	1	Nis./May.21	Ekm./Kas.21
239	AJ	AJ/MB/1/FIRIN ODASI	FIRIN	NEVOLA	253.3.6/18/1559	0°C - 1200 °C	1°C	380°C - 815 °C - 1050 °C	1	Nis./May.21	Ekm./Kas.21
240	AJ	AJ/MB/1/FIRIN ETÜV ODASI	FIRIN	MİKROTEST	253.3.6/15/66	0 - 1200 °C	1	380°C - 815 °C - 1050 °C	1	Nis./May.21	Ekm./Kas.21
241	AJ	AJ/LAB.	FIRIN	PROTHERM	13425	0°C - 1200°C	1°C	300°C - 500°C - 700°C - 815°C	1	Nis./May.21	Ekm./Kas.21
242	AJ	AJ/YB/0/KUPELASYO N LAB.	FIRIN	MSE	253.3.6/17/2208	0°C - 1300 °C	10 °C	850°C - 950°C - 1100°C	1	Nis./May.21	Ekm./Kas.21
243	AJ	AJ/LAB.	FIRIN	PROTHERM	13426	0°C - 1200°C	1°C	550°C - 700°C - 815°C	1	Nis./May.21	Ekm./Kas.21
244	AJ	AJ/YB/1/FIRIN ETÜV ODASI	FIRIN	PROTHERM	200406	0°C - 1200°C	1°C	550°C - 700°C - 815°C	1	Nis./May.21	Ekm./Kas.21
245	AJ	AJ/YB/1/FIRIN ETÜV ODASI	FIRIN	NÜKLEON	253.3.6/17/43	0°C - 1200°C	1°C	550°C - 700°C - 815°C	1	Nis./May.21	Ekm./Kas.21
246	AJ	AJ/YB/1/FIRIN ETÜV ODASI	FIRIN	NÜKLEON	253.3.6/17/44	0°C - 1200°C	1°C	550°C - 700°C - 815°C	1	Nis./May.21	Ekm./Kas.21

247	AJ	AJ/MB/1/FIRIN ODASI	FIRIN	NÜKLEON	253.3.6/17/42	0°C - 1200°C	1 °C	380°C -815 °C - 1050 °C	1	Nis./May.21	Ekm./Kas.21
248	AJ	AJ/MB/1/FIRIN ODASI	FIRIN	NÜKLEON	253.3.6/17/41	0°C - 1200°C	1 °C	380°C -815 °C - 1050 °C	1	Nis./May.21	Ekm./Kas.21
249	AJ	AJ/MB/1/FIRIN ODASI	FIRIN	NÜKLEON	253.3.6/17/40	0°C - 1200°C	1 °C	380°C -815 °C - 1050 °C	1	Nis./May.21	Ekm./Kas.21
250	AJ	AJ/YB/2/FIRIN ETÜV ODASI	FIRIN	PROTHERM	200405	0°C - 1200°C	1 °C	550°C - 700°C - 815°C	1	Nis./May.21	Ekm./Kas.21
251	AJ	AJ/YB/1/FIRIN ETÜV ODASI	FIRIN	PROTHERM	200404	0°C - 1200°C	1 °C	550°C - 700°C - 815°C	1	Nis./May.21	Ekm./Kas.21
252	AJ	AJ/YB/0/KÜP.LAB.1	FIRIN	DFC810BD	203526	0°C - 1300°C	1 °C	550°C - 700°C - 815°C	1	Nis./May.21	Ekm./Kas.21
253	AJ	AJ/YB/1/FIRIN ETÜV ODASI	FIRIN	PROTHERM	194506	0°C - 1200°C	1 °C	550°C - 700°C - 815°C	1	Nis./May.21	Ekm./Kas.21
254	AJ	AJ/YB/2/FIRIN ETÜV ODASI	FIRIN	PROTHERM	194505	0°C - 1200°C	1 °C	550°C - 700°C - 815°C	1	Nis./May.21	Ekm./Kas.21
255	AJ	AJ/YB/2/FIRIN ETÜV ODASI	FIRIN	PROTHERM	194504	0°C - 1200°C	1 °C	550°C - 700°C - 815°C	1	Nis./May.21	Ekm./Kas.21
256	AJ	AJ/LAB.	FIRIN	PROTHERM	13427	0°C - 1200°C	1 °C	550°C - 700°C - 815°C	1	Nis./May.21	Ekm./Kas.21

257	AJ	AJ/YB/1/FIRIN ETÜV ODASI	FIRIN	PROTHERM	200407	0°C - 1200°C	1 °C	550°C - 700°C - 815°C	1	Nis./May 21	Ekim/Kas.21
258	AK	AK-H-1-8	FIRIN	MIKROTEST	19-672	25°C - 1000 °C	1 °C	750 °C - 900 °C	1	Nis./May 21	Ekim/Kas.21
259	AK	AK-H-1-8	FIRIN	MIKROTEST	19-671		1 °C	750°C - 900 °C	1	Nis./May 21	Ekim/Kas.21
260	AK	H-1-10	FIRIN	FISHER RETOERT CIHAZI FIRINI	253.3.6/14/5079 2	-	1 °C	220°C - 310°C - 380°C -	1	Nis./May 21	Ekim/Kas.21
261	AK	H-1-10	FIRIN	FISHER RETOERT CIHAZI FIRINI	253.3.6/14/5079 1	-	1 °C	310°C - 380°C -	1	Nis./May 21	Ekim/Kas.21
262	AK	H-1-10	FIRIN	FISHER RETOERT CIHAZI FIRINI	253.3.6/14/5079 0	-	1 °C	220°C - 310°C - 380°C -	1	Nis./May 21	Ekim/Kas.21
263	AK	H-1-10	FIRIN	FISHER RETOERT CIHAZI FIRINI	253.3.6/14/5078 9	-	1 °C	310°C - 380°C -	1	Nis./May 21	Ekim/Kas.21
264	AK	H-1-10	FIRIN	FISHER RETOERT CIHAZI FIRINI	253.3.6/14/5078 8	-	1 °C	220°C - 310°C - 380°C -	1	Nis./May 21	Ekim/Kas.21
265	AK	H-1-10	FIRIN	FISHER RETOERT CIHAZI FIRINI	253.3.6/14/5078 7	-	1 °C	310°C - 380°C - 440°C -	1	Nis./May 21	Ekim/Kas.21
266	AK	AK-H-1-8	FIRIN	HERAEUS	253.3.6/14/4176 7(188380)	25°C - 1000 °C	1 °C	750°C - 900 °C	1	Nis./May 21	Ekim/Kas.21

267	AK	AK-H-1-8	FIRIN	HERAEUS	253.3.6/14/4278 3(53511)	25 °C - 1000 °C	1 °C	750 °C - 900 °C	1	Nis./May.21	Ekim/Kas.21
268	TC	Cevher Zeng.Bin/302 no.lu oda	FIRIN	MAGMA THEM	253.3.6/17/364	0 °C-1300 °C	-	450 °C-900 °C	1	Nis./May.21	Ekim/Kas.21
269	TC	AJ/MB/1/FIRIN ETÜV ODASI	FIRIN	MIKROTESET	253.3.6/15/67	0 °C -1200 °C	1 °C	600 °C - 800 °C - 900 °C	1	Nis./May.21	Ekim/Kas.21
270	KB	L3/11/B1/70	FIRIN	NABERTHERM	253.3.6/17/148	25/1000 °C	1 °C	750 - 900 °C	1	Nis./May.21	Ekim/Kas.21
271	AK	AK-H-Z-3	FSI Ölçüm Cihazı	KARBOLIT	20-601765	25 °C - 900 °C	5 °C	800 °C - 820 °C	1	Nis./May.21	Ekim/Kas.21
272	AA	AA/H/2/13	HOTPLATE	TERMAL	190010	0 °C - 300 °C	5 °C	105 °C - 250 °C	1	Nis./May.21	Ekim/Kas.21
273	AA	AA/YB/2/ANALİZ LAB.	HOTPLATE	TERMAL	7244	0 °C - 300 °C	5 °C	105 °C - 250 °C	1	Nis./May.21	Ekim/Kas.21
274	AA	AA/YB/2/ANALİZ LAB.	HOTPLATE	TERMAL	6316	0 °C - 300 °C	5 °C	105 °C - 250 °C	1	Nis./May.21	Ekim/Kas.21
275	AA	AA/YB/2/ANALİZ LAB.	HOTPLATE	TERMAL	194012	0 °C - 300 °C	10 °C	105 °C - 250 °C	1	Nis./May.21	Ekim/Kas.21
276	AA	AA/YB/2/ANALİZ LAB.	HOTPLATE	TERMAL	194009	0 °C - 300 °C	5 °C	105 °C - 250 °C	1	Nis./May.21	Ekim/Kas.21

277	AA	AA/YB/2/ANALIZ LAB.	HOTPLATE	TERMAL	6308	0°C - 300 °C	10 °C	105 °C - 250 °C	1	Nis./May.21	Ekm./Kas.21
278	AJ	AJ/YB/2/ÇÖZME LAB.	HOTPLATE	MTA	AJ-HP 1	0°C - 300 °C	0,1 °C	105°C - 150°C - 250°C	1	Nis./May.21	Ekm./Kas.21
279	AJ	AJ/YB/2/ÇÖZME LAB.	HOTPLATE	MTA	AJ-HP 2	0°C - 300 °C	0,1 °C	105°C - 150°C - 250°C	1	Nis./May.21	Ekm./Kas.21
280	AJ	AJ/YB/1/ÇÖZME LAB.	HOTPLATE	NÜKLEON	253.3.6/15/2068	0°C - 300°C	-	105°C - 250°C	1	Nis./May.21	Ekm./Kas.21
281	AJ	AJ/YB/1/ÇÖZME LAB.	HOTPLATE	NÜKLEON	253.3.6/15/2066	0°C - 300 °C	0,1 °C	105°C - 250°C	1	Nis./May.21	Ekm./Kas.21
282	AJ	AJ/YB/2/ÇÖZME LAB.	HOTPLATE	TERMAL	194013	0°C - 300 °C	10°C	100°C - 150°C - 200°C - 300°C	1	Nis./May.21	Ekm./Kas.21
283	AJ	AJ/YB/1/ÇÖZME LAB.	HOTPLATE	NÜKLEON	253.3.6/17/3654	0°C - 300°C	10°C	105 °C - 250 °C	1	Nis./May.21	Ekm./Kas.21
284	AJ	AJ/YB/1/ÇÖZME LAB.	HOTPLATE	NÜKLEON	253.3.6/17/3656	0°C - 300°C	10°C	105 °C - 250 °C	1	Nis./May.21	Ekm./Kas.21
285	AJ	AJ/YB/1/ÇÖZME LAB.	HOTPLATE	NÜKLEON	253.3.6/15/2065	0°C - 300°C	10°C	105 °C - 250 °C	1	Nis./May.21	Ekm./Kas.21
286	AJ	AJ/YB/1/ÇÖZME LAB.	HOTPLATE	NÜKLEON	253.3.6/15/2067	0°C - 300°C	10°C	105 °C - 250 °C	1	Nis./May.21	Ekm./Kas.21

287	AJ	AJ/YB/2/ÇÖZME LAB.	YAŞ YAKMA ÜNİTESİ	DİGİ PREP	253.3.6.17/479	40°C - 180°C	0,1 °C	90°C - 110°C	1	Nis./May.21	Ekim./Kas.21
288	AJ	AJ/YB/2/ÇÖZME LAB.	YAŞ YAKMA ÜNİTESİ	DİGİ PREP	253.3.6.17/480	40°C - 180°C	0,1 °C	90°C - 110°C	1	Nis./May.21	Ekim./Kas.21
289	AJ	AJ/2/ÇÖZME LAB.	YAŞ YAKMA ÜNİTESİ	DİGİ PREP	215171	40°C - 180°C	0,1 °C	90°C - 110°C	1	Nis./May.21	Ekim./Kas.21
290	AJ	AJ/2/ÇÖZME LAB.	YAŞ YAKMA ÜNİTESİ	DİGİ PREP	215168	40°C - 180°C	0,1 °C	90°C - 110°C	1	Nis./May.21	Ekim./Kas.21
291		AJ/2/ÇÖZME LAB.	YAŞ YAKMA ÜNİTESİ	DİGİ PREP	253.3.6/14/4927 2	40°C - 180°C	0,1 °C	95°C - 110°C - 140°C	1	Nis./May.21	Ekim./Kas.21
292	AJ	AJ/2/ÇÖZME LAB.	YAŞ YAKMA ÜNİTESİ	DİGİ PREP	253.3.6/14/4927 1	40°C - 180°C	0,1 °C	90°C - 110°C	1	Nis./May.21	Ekim./Kas.21
293	KB	KB-K/1/Kal. Lab.	Daldırma Tipi Termometre	TFA	253.3.6/15/2154	20±2°C	0,1 °C	20±2°C	1	Nis./May.21	Ekim./Kas.21
294	TS	TS-O/ Doğal Taş Lab	Göstergeli Sıcaklık Ölçer In-Out Termo-Hyromete	-	TS-TH-01	-30°C - 50°C	0,1 °C	(-10)°C - (-4)°C - (-2)°C - 10°C - 15°C	1	Nis./May.21	Ekim./Kas.21
295	TS	TS-O/ Doğal Taş Lab	Daldırma Tipi Termometre	Dijital	TSTER 1	-50 °C - +150 °C	0,1 °C	10°C - 15°C - 20°C - 25°C - 30°C ±5 °C	1	Nis./May.21	Ekim./Kas.21

296	TS	TS-O/ Doğaltaş lab.	Donma Çözünme Cihazının Göstergeli sıcaklık ölçer probu	ORDEL	208916	-30°C - 50°C	0,1°C	(-10)°C - (- 4)°C - (-2)°C - 10°C - 15°C	1	Şub./Mart 21.	Ağus./Eyl.21
297	TS	TS-O/ Doğaltaş lab.	Donma Çözünme Cihazı Termometresi N.M Sıcaklığı	EMS MEKATRONİK	49558	-30°C - 50°C	0,1°C	(-10)°C - (- 4)°C - (-2)°C - 10°C - 15°C	1	Şub./Mart 21.	Ağus./Eyl.21
298	TS	TS-O/ Doğaltaş lab.	Donma Çözünme Cihazı Termometresi N.M Sıcaklığı	EMS MEKATRONİK	49557	-30°C - 50°C	0,1°C	(-10)°C - (- 4)°C - (-2)°C - 10°C - 15°C	1	Şub./Mart 21.	Ağus./Eyl.21
299	AK	AK-H-B-10	ELEK	MATEST	0436904 AKEL- 116	850 µm	-	850 µm	2	Haz.22	Ara.21
300	AK	AK-H-B-10	ELEK	MATEST	043046 AKEL-122	4,75 mm	-	4,75 mm	2	Haz.22	Ara.21
301	AK	AK-H-B-10	ELEK	MATEST	0430045 AKEL- 121	4,75 mm	-	4,75 mm	2	Haz.22	Ara.21
302	AK	AK-H-B-10	ELEK	MATEST	0436144 AKEL- 119	2,36 mm	-	2,36 mm	2	Haz.22	Ara.21
303	AK	AK-H-B-10	ELEK	MATEST	0436151 AKEL- 120	2,36 mm	-	2,36 mm	2	Haz.22	Ara.21

304	AK	AK-H-B-10	ELEK	MATEST	0429661 AKEL-118	1,18mm	-	1,18 mm	2	Haz.22	Ara.21
305	AK	AK-H-B-10	ELEK	MATEST	0429652 AKEL-117	600 µm		600 µm	2	Haz.22	Ara.21
306	AK	AK-H-B-10	ELEK	MATEST	0436746 AKEL-111	250 µm	-	250 µm	2	Haz.22	Ara.21
307	AK	AK-H-B-10	ELEK	MATEST	0436903 AKEL-115	850 µm		850 µm	2	Haz.22	Ara.21
308	AK	AK-H-B-10	ELEK	MATEST	0436889 AKEL-114	600 µm		600 µm	2	Haz.22	Ara.21
309	AK	AK-H-B-10	ELEK	MATEST	0436895 AKEL-113	600 µm		600 µm	2	Haz.22	Ara.21
310	AK	AK-H-B-10	ELEK	MATEST	0436754 AKEL-112	250 µm		250 µm	2	Haz.22	Ara.21
311	AK	AK-H-B-10	ELEK	MATEST	0429883 AKEL-110	75 µm	-	75 µm	2	Haz.22	Ara.21
312	AK	AK-H-B-10	ELEK	MATEST	0419763 AKEL-109	75 µm	-	75 µm	2	Haz.22	Ara.21
313	AK	AK-H-B-10	ELEK	MATEST	0429881 AKEL108	75 µm	-	75 µm	2	Haz.22	Ara.21

314	AK	AK-H-B-10	ELEK	DIN	0185313 AKEL-107	850 µm	-	850 µm	2	Haz.22	Ara.21
315	AK	AK-H-B-10	ELEK	STD. TEST ELEĞİ	AKEL-106	850 µm	-	850 µm	2	Haz.22	Ara.21
316	AK	AK-H-B-10	ELEK	STD. TEST ELEĞİ	AKEL-105	2.36 mm	-	2.36 mm	2	Haz.22	Ara.21
317	AK	AK-H-B-10	ELEK	ASTM	AKEL-104	2.36 mm	-	2.36 mm	2	Haz.22	Ara.21
318	AK	AK-H-B-10	ELEK	DIN	AKEL-103	250 µm	-	250 µm	2	Haz.22	Ara.21
319	AK	AK-H-B-10	ELEK	DIN	AKEL-102	250 µm	-	250 µm	2	Haz.22	Ara.21
320	AK	AK-H-B-10	ELEK	DIN	AKEL-101	250 µm	-	250 µm	2	Haz.22	Ara.21
321	AK	AK-H-B-10	ELEK	STD. TEST ELEĞİ	AKEL-100	4.75 mm		4.75 mm	2	Haz.22	Ara.21
322	AK	AK-H-B-10	ELEK	ASTM	AKEL-99			4.75 mm	2	Haz.22	Ara.21
323	AK	AK-H-B-10	ELEK	RETSCH	AKEL-17	75 µm	-	75 µm	2	Haz.22	Ara.21

324	AK	AK-H-B-10	ELEK	RETSCH	AKEL-16	75 µm	-	75 µm	2	Haz.22	Ara.21
325	TS	TS-O/ Doğaltaş Lab.	ELEK	RETSCH	TSEL-9	63 µm		63 µm	1	Haz.21	Ara.21
326	TS	TS-O/ Doğaltaş Lab.	ELEK	RETSCH	TSEL-7	63 µm		63 µm	1	Haz.21	Ara.21
327	TS	TS-O/ Doğaltaş Lab.	ELEK	U.S.A. ASTM	TSEL-21	63 µm		63 µm	1	Haz.21	Ara.21
328	TC	TC/C/Z/125	ELEK	CE Tyler	TCEL-2	150µm	-	150µm	1	Haz.21	Ara.21
329	TC	TC/C/Z/125	ELEK	CE Tyler	TCEL-1	2mm	-	2mm	1	Haz.21	Ara.21
330	MP	MP/Karot num haz	ELEK	Tyler	MPEL-1/9578112	1 mm	-	1 mm	2	Haz.22	Ara.21
331	TS	TS-O/ Doğaltaş Lab.	KUMPAS	INSIZE	253.3.4/16/1645 ³	0,01 mm - 500 mm	0,01 mm	200 mm - 300 mm - 500 mm	2	Haz.22	Ara.21
332	TS	TS-O/ Doğaltaş Lab.	KUMPAS	INSIZE	253.3.4/16/1645 ²	0,01 mm - 500 mm	0,01 mm	200 mm - 300 mm - 500 mm	2	Haz.22	Ara.21
333	TS	TS-O/ Doğaltaş Lab.	KUMPAS	INSIZE	253.3.4/16/1645 ¹	0,01 mm - 300 mm	0,01 mm	0,01 mm - 300 mm	2	Haz.22	Ara.21

334	TS	TS-O/ Doğaltaş Lab.	KUMPAS	INSIZE	253.3.4/16/1645 0	0,01 mm -300 mm	0,01 mm	0,01 mm - 300 mm	2	Haz.22	Ara.21
335	TS	TS-O/ Doğaltaş Lab.	KUMPAS	INSIZE	253.3.4/16/1644 9	0,01 mm - 300 mm	0,01 mm	0,01 mm - 300 mm	2	Haz.22	Ara.21
336	TS	TS-O/ Doğaltaş Lab.	KUMPAS	INSIZE	253.3.4/16/1644 8	0,01 mm - 300 mm	0,01 mm	0,01 mm - 300 mm	2	Haz.22	Ara.21
337	TS	TS-O/ Doğaltaş Lab.	KUMPAS	INSIZE	253.3.4/16/1644 7	0,01 mm - 300 mm	0,01 mm	0,01 mm - 300 mm	2	Haz.22	Ara.21
338	TS	TS-O/ Doğaltaş Lab.	KUMPAS	INSIZE	253.3.4/16/1644 6	0,01 mm - 300 mm	0,01 mm	0,01 mm - 300 mm	2	Haz.22	Ara.21
339	TS	TS-O/ Doğaltaş Lab.	KUMPAS	INSIZE	253.3.4/16/1644 5	0,01 mm - 300 mm	0,01 mm	0,01 mm - 300 mm	2	Haz.22	Ara.21
340	TS	TS-O/ Doğaltaş Lab.	KUMPAS	INSIZE	253.3.4/16/1644 4	0,01 -150 mm	0,01 mm	0,01 -150 mm	2	Haz.22	Ara.21
341	TS	TS-O/ Doğaltaş Lab.	KUMPAS	INSIZE	253.3.4/16/1644 3	0,01 mm -150 mm	0,01 mm	0,01 mm - 150 mm	2	Haz.22	Ara.21
342	TS	TS-O/ Doğaltaş Lab.	KUMPAS	INSIZE	253.3.4/16/1644 2	0,01 mm - 150 mm	0,01 mm	0,01 mm - 150 mm	2	Haz.22	Ara.21
343	TS	TS-O/ Doğaltaş Lab.	KUMPAS	INSIZE	253.3.4/16/1644 1	0,01 mm - 150 mm	0,01 mm	0,01 mm - 150 mm	2	Haz.22	Ara.21

344	TS	TS-O/ Doğaltaş Lab.	KUMPAS	INSIZE	253.3.4/16/1644 0	0,01 mm -150 mm	0,01 mm	0,01 mm - 150 mm	2	Haz.22	Ara.21
345	AA	AA/YB/2/TERAZI ODASI	KÜTLE 200 g*	BAYKON	V07-008	200 g*	E2 Sınıfı	200 g	2	Şub./Mart 22.	
346	AA	AA/YB/2/TERAZI ODASI	KÜTLE 100 g	BAYKON	V07-008	100 g	E2 Sınıfı	100 g	2	Şub./Mart 22.	
347	AA	AA/YB/2/TERAZI ODASI	KÜTLE 50 g	BAYKON	V07-008	50 g	E2 Sınıfı	50 g	2	Şub./Mart 22.	
348	AA	AA/YB/2/TERAZI ODASI	KÜTLE 20 g*	BAYKON	V07-008	20 g*	E2 Sınıfı	20 g*	2	Şub./Mart 22.	
349	AA	AA/YB/2/TERAZI ODASI	KÜTLE 10 g	BAYKON	V07-008	10 g	E2 Sınıfı	10 g	2	Şub./Mart 22.	
350	AA	AA/YB/2/TERAZI ODASI	KÜTLE 5 g	BAYKON	V07-008	5 g	E2 Sınıfı	5 g	2	Şub./Mart 22.	
351	AA	AA/YB/2/TERAZI ODASI	KÜTLE 2 g*	BAYKON	V07-008	2 g*	E2 Sınıfı	2 g*	2	Şub./Mart 22.	
352	AA	AA/YB/2/TERAZI ODASI	KÜTLE 1g	BAYKON	V07-008	1g	E2 Sınıfı	1g	2	Şub./Mart 22.	
353	AA	AA/YB/2/TERAZI ODASI	KÜTLE 500 mg	BAYKON	V07-008	500 mg	E2 Sınıfı	500 mg	2	Şub./Mart 22.	

354	AA	AA/YB/2/TERAZI ODASI	KÜTLE 200 mg*	BAYKON	V07-008	200 mg*	E2 Sınıfı	200 mg	2	Şub./Mart 22.	
355	AA	AA/YB/2/TERAZI ODASI	KÜTLE 100 mg	BAYKON	V07-008	100 mg	E2 Sınıfı	100 mg	2	Şub./Mart 22.	
356	AA	AA/YB/2/TERAZI ODASI	KÜTLE 200 mg	BAYKON	V07-008	200 mg	E2 Sınıfı	200 mg	2	Şub./Mart 22.	
357	AA	AA/H/1/12	KÜTLE 50 mg	BAYKON	8700	50 mg	E2 sınıfı	50 mg	2	Şub./Mart 21.	
358	AA	AA/H/1/12	KÜTLE 20 mg	BAYKON	8699	20 mg	E2 sınıfı	20 mg	2	Şub./Mart 21.	
359	AJ	MB/1/XRF TERAZI ODASI	KÜTLE 100mg	-	119/206	100 mg	E2	100 mg	2	Şub./Mart 22.	
360	AJ	MB/1/XRF TERAZI ODASI	KÜTLE 10 mg	-	119/206	10 mg	E2	10 mg	2	Şub./Mart 22.	
361	AJ	AJ/MB/1/XRF TERAZI ODASI	KÜTLE 5mg	-	119/206	5 mg	E2	5mg	2	Şub./Mart 22.	
362	AJ	AJ/MB/1/XRF TERAZI ODASI	KÜTLE 1mg	-	119/206	1 mg	E2	1 mg	2	Şub./Mart 22.	
363	AJ	AJ/MB/1/XRF TERAZI ODASI	KÜTLE 20g	-	119/206	20 g	E2	20 g	2	Şub./Mart 22.	

364	AJ	AJ/MB/1/XRF TERAZİ ODASI	KÜTLE 5g	-	119/206	5 g	E2	5 g	2	Şub./Mart 22.	
365	AJ	AJ/MB/1/XRF TERAZİ ODASI	KÜTLE 1g	-	119/206	1 g	E2	1 g	2	Şub./Mart 22.	
366	AJ	AJ/YB/2/TERAZİ ODASI	KÜTLE 20 g*	BAYKON	9715	20 g*	E2	20 g	2	Şub./Mart 21.	
367	AJ	AJ/YB/2/TERAZİ ODASI	KÜTLE 20g	BAYKON	9714	20 g	E2	20 g	2	Şub./Mart 21.	
368	AJ	AJ/YB/2/TERAZİ ODASI	KÜTLE 10g	BAYKON	9711	10 g	E2	10 g	2	Şub./Mart 21.	
369	AJ	AJ/YB/2/TERAZİ ODASI	KÜTLE 5g	BAYKON	9715	5 g	E2	5 g	2	Şub./Mart 21.	
370	AJ	AJ/YB/2/TERAZİ ODASI	KÜTLE 1g	BAYKON	9714	1 g	E2	1 g	2	Şub./Mart 21.	
371	AJ	AJ/YB/2/TERAZİ ODASI	KÜTLE 500mg	BAYKON	9711	500 mg	E2	500 mg	2	Şub./Mart 21.	
372	AJ	AJ/YB/2/TERAZİ ODASI	KÜTLE 100mg	BAYKON	9711	100mg	E2	100mg	2	Şub./Mart 21.	
373	AJ	AJ/YB/2/TERAZİ ODASI	KÜTLE 50mg	BAYKON	9711	50 mg	E2	50 mg	2	Şub./Mart 21.	

374	AJ	AJ/YB/2/TERAZI ODASI	KÜTLE 200g	METTLER	V07-004	200g	E2	200g	2	Şub./Mart 21.	
375	AJ	AJ/YB/2/TERAZI ODASI	KÜTLE 100g	METTLER	V07-004		E2	100g	2	Şub./Mart 21.	
376	AJ	AJ/YB/2/TERAZI ODASI	KÜTLE 50g	METTLER	V07-004	50 g	E2	50 g	2	Şub./Mart 21.	
377	AK	AK-H-Z-3	KÜTLE 2 kg	METTLER	127859	2 kg	E2 Sınıfı	2 kg	2	Şub./Mart 22.	
378	AK	AK-H-Z-3	KÜTLE 1 kg	BAYKON	V07-009	1 kg	E2 Sınıfı	1 kg	2	Şub./Mart 22.	
379	AK	AK-H-Z-3	KÜTLE 500 g	BAYKON	V07-009	500 g	E2 Sınıfı	500 g	2	Şub./Mart 22.	
380	AK	AK-H-Z-3	KÜTLE 200 g*	BAYKON	V07-009	200 g*	E2 Sınıfı	200 g	2	Şub./Mart 22.	
381	AK	AK-H-Z-3	KÜTLE 200 g	BAYKON	V07-009	200 g	E2 Sınıfı	200 g	2	Şub./Mart 22.	
382	AK	AK-H-Z-3	KÜTLE 100 g	BAYKON	V07-009	100 g	E2 Sınıfı	100 g	2	Şub./Mart 22.	
383	AK	AK-H-Z-3	KÜTLE 50 g	BAYKON	V07-009	50 g	E2 Sınıfı	50 g	2	Şub./Mart 22.	

384	AK	AK-H-Z-3	KÜTLE 20 g *	BAYKON	V07-009	20 g *	E2 Sınıfı	20 g	2	Şub./Mart 22.	
385	AK	AK-H-Z-3	KÜTLE 20 g	BAYKON	V07-009	20 g	E2 Sınıfı	20 g	2	Şub./Mart 22.	
386	AK	AK-H-Z-3	KÜTLE 10 g	BAYKON	V07-009	10 g	E2 Sınıfı	10 g	2	Şub./Mart 22.	
387	AK	AK-H-Z-3	KÜTLE 5 g	BAYKON	V07-009	5 g	E2 Sınıfı	5 g	2	Şub./Mart 22.	
388	AK	AK-H-Z-3	KÜTLE 2 g *	BAYKON	V07-009	2 g *	E2 Sınıfı	2 g	2	Şub./Mart 22.	
389	AK	AK-H-Z-3	KÜTLE 2 g	BAYKON	V07-009	2 g	E2 Sınıfı	2 g	2	Şub./Mart 22.	
390	AK	AK-H-Z-3	KÜTLE 1 g	BAYKON	V07-009	1 g	E2 Sınıfı	1 g	2	Şub./Mart 22.	
391	TS	TS-O /Z/1	KÜTLE 100 g	BAYKON	V07-011	100 g	E2	100 g	2	Şub./Mart 22	
392	TS	TS-O /Z/1	KÜTLE 50 g	BAYKON	V07-011	50 g	E2	50 g	2	Şub./Mart 22	
393	TS	TS-O /Z/1	KÜTLE 20 g *	BAYKON	V07-011	20 g *	E2	20 g	2	Şub./Mart 22	

394	TS	TS-O /Z/1	KÜTLE 20 g	BAYKON	V07-011	20 g	E2	20 g	2	Şub./Mart 22	
395	TS	TS-O /Z/1	KÜTLE 10 g	BAYKON	V07-011	10 g	E2	10 g	2	Şub./Mart 22	
396	TS	TS-O /Z/1	KÜTLE 5 g	BAYKON	V07-011	5 g	E2	5 g	2	Şub./Mart 22	
397	TS	TS-O /Z/1	KÜTLE 2 g *	BAYKON	V07-011	2 g *	E2	2 g	2	Şub./Mart 22	
398	TS	TS-O /Z/1	KÜTLE 2 g	BAYKON	V07-011	2 g	E2	2 g	2	Şub./Mart 22	
399	TS	TS-O /Z/1	KÜTLE 1 g	BAYKON	V07-011	1 g	E2	1 g	2	Şub./Mart 22	
400	TS	TS-O /Z/1	KÜTLE 2 kg	METTLER	127858	2 kg	E2	2 kg	2	Şub./Mart 22	
401	TS	TS-O /Z/1	KÜTLE 1 kg	METTLER	127855	1 kg	E2	1 kg	2	Şub./Mart 22	
402	TS	TS-O /Z/1	KÜTLE 500 g	BAYKON	8702	500 g	E2	500 g	2	Şub./Mart 22	
403	TS	TS-O /Z/1	KÜTLE 200 g *	BAYKON	V07-011	200 g *	E2	200 g	2	Şub./Mart 22	

404	TS	TS-O /Z/1	KÜTLE 200 g	BAYKON	V07-011	200 g	E2	200 g	2	Şub./Mart 22	
405	TC	TC-C-1-203	KÜTLE 20 g	METTLER	V07-001	20 g	E2 Sınıfı	20 g	2	Şub./Mart 21	
406	TC	TC-C-1-203	KÜTLE 5 g	METTLER	V07-001	5 g	E2 Sınıfı	5 g	2	Şub./Mart 21	
407	TC	TC-C-1-203	KÜTLE 200 g *	METTLER	V07-001	200 g *	E2 Sınıfı	200 g	2	Şub./Mart 21	
408	TC	TC-C-1-203	KÜTLE 200 g	METTLER	V07-001	200 g	E2 Sınıfı	200 g	2	Şub./Mart 21	
409	TC	TC-C-1-203	KÜTLE 100 g	METTLER	V07-001	100 g	E2 Sınıfı	100 g	2	Şub./Mart 21	
410	TC	TC-C-1-203	KÜTLE 50 g	METTLER	V07-001	50 g	E2 Sınıfı	50 g	2	Şub./Mart 21	
411	KB	KB-K/1/KAL. LAB.	KÜTLE 1 kg	-	V07.002	1 kg	F1 Sınıfı	1 kg	1	Şub./Mart 21	
412	KB	KB-K/1/KAL. LAB.	KÜTLE 10 kg	BAYKON	V07.002	2 kg	F1 Sınıfı	2 kg	1	Şub./Mart 21	
413	KB	KB-K/1/KAL. LAB.	KÜTLE 2 kg	BAYKON	V07.002	2 kg *	F1 Sınıfı	2 kg	1	Şub./Mart 21	

414	KB	KB-K/1/KAL.LAB.	KÜTLE 5 kg	BAYKON	V07.002	5 kg	F1 Sınıfı	5 kg	1	Şub./Mart 21	
415	KB	KB-K/1/KAL.LAB.	KÜTLE 2 kg*	BAYKON	V07.002	10 kg	F1 Sınıfı	10 kg	1	Şub./Mart 21	
416	KB	KB-K/1/KAL.LAB.	KÜTLE 500 g	BAYKON	V07.002	500 g	F1 Sınıfı	500 g	1	Şub./Mart 21	
417	KB	KB-K/1/KAL.LAB.	KÜTLE 1 g	METTLER	115635	1 g	E2	1 g	2	Şub./Mart 21	
418	KB	KB-K/1/KAL.LAB.	KÜTLE 2 kg	METTLER	127860	2 kg	E2	2 kg	2	Şub./Mart 21	Şub./Mart 22
419	KB	KB-K/1/KAL.LAB.	KÜTLE 2 kg	METTLER	127857	2 kg	E2	2 kg	2	Şub./Mart 21	
420	KB	KB-K/1/KAL.LAB.	KÜTLE 1 kg	METTLER	127856	1 kg	E2	1 kg	2	Şub./Mart 21	
421	KB	KB-K/1/KAL.LAB.	KÜTLE 500 g	BAYKON	8701	500 g	E2	500 g	2	Şub./Mart 21	
422	KB	KB-K/1/KAL.LAB.	KÜTLE 200 g*	METTLER	115635	200 g*	E2	200 g	2	Şub./Mart 21	
423	KB	KB-K/1/KAL.LAB.	KÜTLE 200 g	METTLER	115635	200 g	E2	200 g	2	Şub./Mart 21	Şub./Mart 22

424	KB	KB-K/1/KAL.LAB.	KÜTLE 100 g	METTLER	115635	100 g	E2	100 g	2	Şub./Mart 21	
425	KB	KB-K/1/KAL.LAB.	KÜTLE 50 g	METTLER	115635	50 g	E2	50 g	2	Şub./Mart 21	
426	KB	KB-K/1/KAL.LAB.	KÜTLE 20 g*	METTLER	115635	20 g*	E2	20 g	2	Şub./Mart 21	
427	KB	KB-K/1/KAL.LAB.	KÜTLE 20 g	METTLER	115635	20 g	E2	20 g	2	Şub./Mart 21	Şub./Mart 22
428	KB	KB-K/1/KAL.LAB.	KÜTLE 10 g	METTLER	115635	10 g	E2	10 g	2	Şub./Mart 21	
429	KB	KB-K/1/KAL.LAB.	KÜTLE 5 g	METTLER	115635	5 g	E2	5 g	2	Şub./Mart 21	
430	KB	KB-K/1/KAL.LAB.	KÜTLE 2 g*	METTLER	115635	2 g*	E2	2 g	2	Şub./Mart 21	
431	KB	KB-K/1/KAL.LAB.	KÜTLE 2 g	METTLER	115635	2 g	E2	2 g	2	Şub./Mart 21	Şub./Mart 22
432	KB	KB-K/1/KAL.LAB.	KÜTLE 500 mg	METTLER	115635	500 mg	E2	500 mg	2	Şub./Mart 21	
433	KB	KB-K/1/KAL.LAB.	KÜTLE 200 mg*	METTLER	115635	200 mg*	E2	200 mg	2	Şub./Mart 21	

434	KB	KB-K/1/KAL.LAB.	KÜTLE 200 mg	METTLER	115635	200 mg	E2	200 mg	2	Şub./Mart 21	Şub./Mart 22
435	KB	KB-K/1/KAL.LAB.	KÜTLE 100 mg	METTLER	115635	100 mg	E2	100 mg	2	Şub./Mart 21	
436	KB	KB-K/1/KAL.LAB.	KÜTLE 50 mg	METTLER	115635	50 mg	E2	50 mg	2	Şub./Mart 21	
437	KB	KB-K/1/KAL.LAB.	KÜTLE 20 mg*	METTLER	115635	20 mg*	E2	20 mg	2	Şub./Mart 21	
438	KB	KB-K/1/KAL.LAB.	KÜTLE 20 mg	METTLER	115635	20 mg	E2	20 mg	2	Şub./Mart 21	Şub./Mart 22
439	KB	KB-K/1/KAL.LAB.	KÜTLE 10 mg	METTLER	115635	10 mg	E2	10 mg	2	Şub./Mart 21	
440	KB	KB-K/1/KAL.LAB.	KÜTLE 5 mg	METTLER	115635	5 mg	E2	5 mg	2	Şub./Mart 21	
441	KB	KB-K/1/KAL.LAB.	KÜTLE 2 mg*	METTLER	115635	2 mg*	E2	2 mg*	2	Şub./Mart 21	
442	KB	KB-K/1/KAL.LAB.	KÜTLE 1 mg	METTLER	115635	2 mg	E2	2 mg	2	Şub./Mart 21	Şub./Mart 22
443	KB	KB-K/1/KAL.LAB.	KÜTLE 2 mg	METTLER	115635	1 mg	-	1 mg	2	Şub./Mart 21	

444	AJ	AJ/YB/0/NUMUNE HAZIRLAMA LAB.	PRES	ALFA	253.2.3/18/1967	-	-	0 t - 60 t	1	Şub./Mart21	Ağus./Eyl.21
445	AJ	AJ/YB/0/XRF NUMUNE HAZIRLAMA LAB.	PRES	ALFA	253.2.3/18/1966	-	-	0 t - 60 t	1	Şub./Mart21	Ağus./Eyl.21
446	AJ	AJ-YB/0/XRF NUMUNE HAZIRLAMA LAB.	PRES	MAEKAWA	177628	0 kN-500 kN	10 kN	0 kN-450 kN	1	Şub./Mart21	Ağus./Eyl.21
447	AJ	AJ/MB/1/XRF NUMUNE HAZIRLAMA LAB	PRES	MADDEL	253.2.3/17/123	1 t - 60 t	0,5 t	0 t - 60 t	1	Şub./Mart21	Ağus./Eyl.21
448	AJ	AJ/MB/1/XRF NUMUNE HAZIRLAMA LAB	PRES	MADDEL	253.2.3/17/122	0 t - 60 t	0,5 t	0 t - 60 t	1	Şub./Mart21	Ağus./Eyl.21
449	TS	TS-O/ Doğal Taş Lab	Elektro Mekanik Çekme Cihazı	KALİTEST MAKİNE	208917	250 kgf - 25000 kgf	50 kgf	250 kgf - 25000 kgf (yükleme hızı 50 ± 5 N/saniye) 2500 kgf, 12500 kgf, 25000 kgf ayar öncesi yükleme - TS EN 12390-4 standardına göre yapılması	1	Şub./Mart21	Ağus./Eyl.21

450	TS	TS-O/ Doğal Taş Lab	Eğilime Dayanımı Cihazı	UTC 4521	208915	2 kN - 100 kN	2 kN	2,4,6,8,10 kN noktalarında ve 10 kN dan 100 kN a kadar 10 kN artışla (Yükleme Hızı:0.25 ± 0,05 Mpa/s) (10,50,100 kN Ayar öncesi yükleme) TS EN 12390-4-5 standardına göre yapılması	1	Şub./Mart 21	Ağus./Eyl.21
451	TS	TS-O/Z/1	Basma Presi 1	UTC SP1/ 06/001	191101	150 kN - 1500 kN	± % 0.5	Yükleme hızı: (1 ± 0.5) MPa/sn 500 kN. 1000 kN. 1500 kN 150 kN. 750 kN. 1500 kN ayar öncesi yükleme - TS EN 12390-4 standardına göre yapılması	1	Şub./Mart 21	Ağus./Eyl.21
452	TS	TS-O/Z/1	Böhme Yüzey Aşındırma Cihazının disk dönme hızı	JEOTEST	218721	29 dev/dak - 31 dev/dak	-	30 dev/dak	1	Şub./Mart 21	Ağus./Eyl.21
453	TS	TS-O/Z/1	Böhme Yüzey Aşındırma Cihazının 1. tur sayacı	JEOTEST	218721	22 dev/dak	±1	22 dev/dak	1	Şub./Mart 21	Ağus./Eyl.21

454	TS	TS-O/Z/1	Böhme Yüzey Aşındırma Cihazı Numuneye Etkiyen Kuvvet	JEOTEST	218721	291 N - 297 N	-	294 N	1	Şub./Mart21	Ağus./Eyl.21
455	TS	TS-O/ Doğal Taş Lab	Çelik Cetvel	KAYA YAPI	6342L02	0 cm - 15 cm	±0.1 mm	20 mm-150 mm (15 mm aralıklı)	1	Şub./Mart21	Ağus./Eyl.21
456	TS	TS-O/ Doğaltaş Lab.	Çelik Cetvel	5370L01	211306	0mm - 1000 mm	1 mm	0 mm-200 mm - 300 mm - 1000 mm	1	Şub./Mart21	Ağus./Eyl.21
457	TS	TS-O/ Doğaltaş Lab.	Darbe Dayanım Cihazı ara parça sertliği	JEOTEST	1605	2000 BSD - 2500 BSD	-	2000 BSD - 2500 BSD	1	Şub./Mart21	Ağus./Eyl.21
458	TS	TS-O/ Doğaltaş Lab.	Darbe Dayanım Cihazı ara parça köşe yükseklığı	JEOTEST	1605	0 mm - 30 mm	-	0 mm - 30 mm	1	Şub./Mart21	Ağus./Eyl.21
459	TS	TS-O/ Doğaltaş Lab.	Darbe Dayanım Cihazı ara parça bombeli yükseklığı	JEOTEST	1605	0 mm - 35 mm	-	0 mm - 35 mm	1	Şub./Mart21	Ağus./Eyl.21
460	TS	TS-O/ Doğaltaş Lab.	Darbe Dayanım Cihazı üst başlık sertliği	JEOTEST	1605	2000 BSD - 2500 BSD	-	2000 BSD - 2500 BSD	1	Şub./Mart21	Ağus./Eyl.21
461	TS	TS-O/ Doğaltaş Lab.	Darbe Dayanım Cihazı alt başlık sertliği	Jeotest	1605	2000 BSD - 2500 BSD	-	2000 BSD - 2500 BSD	1	Şub./Mart21	Ağus./Eyl.21
462	TS	TS-O/ Doğaltaş Lab.	Darbe Dayanım Cihazı serbest düşen kütle	Jeotest	1605	50 kg - 50,5 kg	-	50 kg - 50,5 kg	1	Şub./Mart21	Ağus./Eyl.21

463	TS	TS-O/ Doğaltaş Lab.	Dikey Aşındırma Test Cihazı Disk Dönüş Hızı	UDA	208914	0 saniye - 60 saniye	± 3 saniye	75 turda 60± 3 saniye	2	Şub./Mart 22	Ağus./Eyl 21
464	TS	TS-O/ Doğaltaş Lab.	Dikey Aşındırma Test Cihazı Silo çıkış ağzı ile aşındırma diski	UDA	208914	0 mm - 100 mm	± 5 mm	0 mm - 100 mm	2	Şub./Mart 22	Ağus./Eyl 21
465	TS	TS-O/ Doğaltaş Lab.	Dikey Aşındırma Test Cihazı Karşı Ağırlık Toplamı	UDA	208914	0 kg - 14 kg	±0.01 kg	0 kg - 14 kg	2	Şub./Mart 22	Ağus./Eyl 21
466	TS	TS-O/ Doğaltaş Lab.	Dikey Aşındırma Test Cihazı Silo Çıkış Ağzı Genişliği	UDA	208914	0 mm - 4 mm ± 1 mm	-	0 mm - 4 mm	2	Şub./Mart 22	Ağus./Eyl 21
467	TS	TS-O/ Doğaltaş Lab.	Dikey Aşındırma Test Cihazı Silo Çıkış Ağzı Uzunluğu	UDA	208914	0 mm - 45 mm ± 1 mm	-	0 mm - 45 mm	2	Şub./Mart 22	Ağus./Eyl 21
468	TS	TS-O/ Doğaltaş Lab.	Dikey Aşındırma Test Cihazı Aşındırma Diski Genişliği	UDA	208914	0 mm - 70 mm ± 1 mm	-	0 mm - 70 mm	2	Şub./Mart 22	Ağus./Eyl 21
469	TS	TS-O/ Doğaltaş Lab.	Dikey Aşındırma Test Cihazı Aşındırma Diski Çapı	UDA	208914	0 mm - 200 mm	± 1 mm	0 mm - 200 mm	2	Şub./Mart 22	Ağus./Eyl 21
470	TS	TS-O/ Doğal Taş Lab	Dikey Aşındırma Cihazı Tur Sayacı	UDA	208914	72 - 78 tur ±3 tur	-	(60±3) saniyede 75 tur	1	Şub./Mart 21	Ağus./Eyl 21
471	TS	TS-O/Z/1	Derinlik mikrometresi	-	B15314	100 mm	0,01 mm	0 mm - 100 mm	1	Şub./Mart 21	Ağus./Eyl 21

472	TS	TS-O/Z/1	Dijital Kronometre	CATIGA	CG-503	0 saniye - 24 saat	0,01 saniye	1 - 3 - 5 - 10 - 15 - 30 - 60 - 180 - 480 dakika	1	Şub./Mart 21	Ağus./Eyl.21
473	TS	TS-O/Z/1	Eğim ölçer	ULTRA	2151	0 ° - 90 °	0,1 °	0 ° - 90 °	1	Şub./Mart 21	Ağus./Eyl.21
474	TS	TS-O/ Doğal Taş Lab	Düz Metal Mastar	-	211308	1000 mm	-	1000 mm	4	Şub./Mart 22	Ağus./Eyl.24
475	TS	TS-O/ Doğal Taş Lab	Düz Metal Mastar	-	211307	1000 mm	-	1000 mm	4	Şub./Mart 22	Ağus./Eyl.24
476	TS	TS-O/ Doğal Taş Lab.	Elektro Mekanik Çekme Cihazı Saplama Mastarı	-	DM1	2 mm	-	2 mm	2	Şub./Mart 22	Ağus./Eyl.21
477	TS	TS-S/Z/11	He Piknometre Kalibrasyon Bilyası	MICROMERITTI CS	1477	6,371605 cc	% 0,00001 (0,000001)	6,371605 cc	4	Şub./Mart 23	Ağus./Eyl.21
478	TS	TS-S/Z/11	He Piknometre Kalibrasyon Bilyası	MICROMERITTI CS	3498	6,371605 cc	% 0,00001 (0,000 001)	6,371605 cc	4	Şub./Mart 23	Ağus./Eyl.21
479	TS	TS-O/Z/1	komparatör saati	MAHR	2150	0 mm - 12,5 mm	0,01 mm	0,05 - 0,1 - 12,5 mm	1	Şub./Mart 21	Ağus./Eyl.21
480	TS	TS-O/ Doğal Taş Lab.	Su Terazisi	BUDGET	TS-SUTE-2	0° eğim	-	0° eğim	2	Şub./Mart 21	Ağus./Eyl.22

481	TS	TS-O/ Doğaltaş Lab.	Su Terazisi	DHT	TS-SUTE-1	0° eğim	-	0° eğim	2	Şub./Mart 21	Ağus./Eyl.22
482	TS	TS-O/ Doğaltaş Lab.	Pandüllü Sürtünme Ölçer Cihazının Etkin Yay Geriliminin Ayarlanması	WESSEX	208912	6,511 mm	-	6,511 mm	2	Şub./Mart 22	Ağus./Eyl.21
483	TS	TS-O/ Doğaltaş Lab.	Pandüllü Sürtünme Ölçer Cihazı Pandül Kolu Ağırlık Merkezi Mesafesi	WESSEX	208912	410 mm	± 5 mm	410 mm	2	Şub./Mart 22	Ağus./Eyl.21
484	TS	TS-O/ Doğaltaş Lab	Pandüllü Sürtünme Ölçer Cihazı İbre Dış Ucu Pandül Kolu Salınım Yaptığında Yataydan Uzaklığı	WESSEX	208912	10 mm	± 1 mm	10 mm	2	Şub./Mart 22	Ağus./Eyl.21
485	TS	TS-O/ Doğaltaş Lab.	Pandüllü Sürtünme Ölçer Cihazı İbre Uzunluğu	WESSEX	208912	300 mm	± 1 mm	300 mm	2	Şub./Mart 22	Ağus./Eyl.21
486	TS	TS-O/ Doğaltaş Lab.	Pandüllü Sürtünme Ölçer Cihazı İbre Kütlesi	WESSEX	208912	85 g	± 0 g	85 g	2	Şub./Mart 22	Ağus./Eyl.21

487	TS	TS-O/ Doğaltaş Lab.	Pandüllü Sürtünme Ölçer Cihazı Pandül Kolu Boyu (kayma kenarının askı ekseninden uzaklığı)	WESSEX	208912	510 mm	± 1 mm	510 mm	2	Şub./Mart 22	Ağus./Eyl.21
488	TS	TS-O/ Doğaltaş Lab.	Pandüllü Sürtünme Ölçer Cihazı Pandül Kolu Kütlesi (kaydırıcı dahil)	WESSEX	208912 IRL	1.50 kg	± 0.03 kg	1.50 kg	2	Şub./Mart 22	Ağus./Eyl.21
489	TS	TS-O/ Doğal Taş Lab	Pandüllü Cihazı Lastik Pabuç Esnekliği	WESSEX	208912 IRL	66-73	-	66-73	1	Şub./Mart 21	Ağus./Eyl.21
490	TS	TS-O/ Doğal Taş Lab	Pandüllü Cihazı Lastik Pabuç Sertliği	WESSEX	208912 IRL	53-65	-	53-65	1	Şub./Mart 21	Ağus./Eyl.21
491	TS	FİZİKO KİMYA LAB	HİDROMETRE	-	Hid-1	0-1055 kg/m³	10 kg/m³	1055 kg/m³	1	Şub./Mart 21	Ağus./Eyl.21
492	TS	TS-O/ Doğal Taş Lab	Vakum Kabının Vakum Sensörü	YAĞMUR GRUP	218017	0 kPa - 60 kPa	±0,001 kPa	0,1 kPa - 0,3 kPa - 0,5 kPa - 1 kPa - 1,5 kPa - 2 kPa - 2,5	1	Şub./Mart 21	Ağus./Eyl.21
493	TS	TS-O/ Doğal Taş Lab	Vakum Kabının Vakum Sensörü	Alfa/ Derya Krom	211592	0 kPa - 60 kPa	0,001 kPa	0,1 kPa - 0,3 kPa - 0,5 kPa - 1 kPa - 1,5 kPa - 2 kPa - 2,5	1	Şub./Mart 21	Ağus./Eyl.21
494	AK	AK-H-B-9	HGI Cihazı Devir ölçümü	ATOM TEKNİK	193619	59,75 sn - 60,25 sn	-	60 sn	2	Şub./Mart 22	Ağus./Eyl.21

495	AK	AK-H-B-9	HGI Cihazı Düşey Kuvvet Ölçümü (basma)	ATOM TEKNİK	193619	28,8 kg - 29,2 kg	-	285 N	2	Şub./Mart 22	Ağus./Eyl.21
496	AK	AK-H-Z-9	YOĞUNLUK ANALİZ CİHAZINA AİT HACİM KÜRESİ SETİ	-	253.3.4/16/1641 9	LARGE 56,5592 cm ³ MEDIUM 28,9583cm ³ SMALL 7,0699 cm ³	-	21 ± 0,4	4	Şub./Mart 23	Ağus./Eyl.21
497	AK	AK-H-Z-8	YOĞUNLUK ANALİZ CİHAZINA AİT HACİM KÜRESİ SETİ	-	253.2.5/16/1641 8	LARGE 56,5592 cm ³ MEDIUM 28,9583cm ³ SMALL 7,0699cm ³	-	20 ± 0,4	4	Şub./Mart 23	Ağus./Eyl.21
498	AJ	XRF CİHAZ LAB.	RADYASYON DOZ ÖLÇER	TAEK	1992	-	-	-	2	Şub./Mart22	/
499	NK	NK	RADYASYON DOZ ÖLÇER	NEB	1994	1,5 MR - 100MR	0,1 MR	-	2	Şub./Mart 22	/
500	MP	MINERALOJİ PETROGRAFI ARAŞTIRMALARI BİRİMİ	RADYASYON DOZ ÖLÇER	TAEK	1993	-	-	-	2	Şub./Mart 22	/
501	KB	KB-K/1/KAL.LAB.	K TİPİ ISILÇİFT	ELİMKO	G-10 097034	-20°C-250°C	-	-10°C - -20°C - 40°C - 55°C - 70°C - 105°C - 120°C - 250°C	2	Şub./Mart 21	Mart/Eylül 21
502	KB	KB-K/1/KAL.LAB.	K TİPİ ISILÇİFT	ELİMKO	G-9 047040	-20°C-250°C	-	-10°C - -20°C - 40°C - 55°C - 70°C - 105°C - 120°C - 250°C	2	Şub./Mart 21	Mart/Eylül 21

503	KB	KB-K/1/KAL.LAB.	K TİPİ ISILÇİFT	ELİMKO	G-8 097043	-20°C-250°C	-	-10°C - -20°C - 40°C - 55°C - 70°C - 105°C - 120°C - 250°C	2	Şub./Mart 21	Mart/Eylül 21
504	KB	KB-K/1/KAL.LAB.	K TİPİ ISILÇİFT	ELİMKO	G-7 097053	-20°C-250°C	-	-10°C - -20°C - 40°C - 55°C - 70°C - 105°C - 120°C - 250°C	2	Şub./Mart 21	Mart/Eylül 21
505	KB	KB-K/1/KAL.LAB.	K TİPİ ISILÇİFT	ELİMKO	G-6 097041	-20°C-250°C	-	-10°C - -20°C - 40°C - 55°C - 70°C - 105°C - 120°C - 250°C	2	Şub./Mart 21	Mart/Eylül 21
506	KB	KB-K/1/KAL.LAB.	K TİPİ ISILÇİFT	ELİMKO	G-5 097039	-20°C-250°C	-	-10°C - -20°C - 40°C - 55°C - 70°C - 105°C - 120°C - 250°C	2	Şub./Mart 21	Mart/Eylül 21
507	KB	KB-K/1/KAL.LAB.	K TİPİ ISILÇİFT	ELİMKO	G-4 097044	-20°C-250°C	-	-10°C - -20°C - 40°C - 55°C - 70°C - 105°C - 120°C - 250°C	2	Şub./Mart 21	Mart/Eylül 21
508	KB	KB-K/1/KAL.LAB.	K TİPİ ISILÇİFT	ELİMKO	G-3 097046	-20°C-250°C	-	-10°C - -20°C - 40°C - 55°C - 70°C - 105°C - 120°C - 250°C	2	Şub./Mart 21	Mart/Eylül 21
509	KB	KB-K/1/KAL.LAB.	K TİPİ ISILÇİFT	ELİMKO	G-2 097045	-20°C-250°C	-	-10°C - -20°C - 40°C - 55°C - 70°C - 105°C - 120°C - 250°C	2	Şub./Mart 21	Mart/Eylül 21
510	KB	KB-K/1/KAL.LAB.	K TİPİ ISILÇİFT	ELİMKO	G-1 097047	-20°C - 250 °C	-	-10°C - -20°C - 40°C - 55°C - 70°C - 105°C - 120°C - 250°C	2	Şub./Mart 21	Mart/Eylül 21

511	KB	KB-K/1/Kal. Lab.	K Tipi Isılçift (eşlenik)	ELIMKO	61591	-20°C-250°C	-	-20, 0, 50, 80, 100, 150, 200, 250°C	2	Şub./Mart 22	Mart/Eylül 21
512	KB	KB-K/1/Kal. Lab.	K Tipi Isılçift (eşlenik)	ELIMKO	61590	-20°C-250°C	-	-20, 0, 50, 80, 100, 150, 200, 250°C	2	Şub./Mart 22	Mart/Eylül 21
513	KB	KB-K/1/Kal. Lab.	K Tipi Isılçift (eşlenik)	ELIMKO	61589	-20°C-250°C	-	-20, 0, 50, 80, 100, 150, 200, 250°C	2	Şub./Mart 22	Mart/Eylül 21
514	KB	KB-K/1/Kal. Lab.	K Tipi Isılçift (eşlenik)	ELIMKO	61588	-20°C-250°C	-	-20, 0, 50, 80, 100, 150, 200, 250°C	2	Şub./Mart 22	Mart/Eylül 21
515	KB	KB-K/1/Kal. Lab.	K Tipi Isılçift (eşlenik)	ELIMKO	61587	-20°C-250°C	-	-20, 0, 50, 80, 100, 150, 200, 250°C	2	Şub./Mart 22	Mart/Eylül 21
516	KB	KB-K/1/Kal. Lab.	K Tipi Isılçift (eşlenik)	ELIMKO	61586	-20°C-250°C	-	-20, 0, 50, 80, 100, 150, 200, 250°C	2	Şub./Mart 22	Mart/Eylül 21
517	KB	KB-K/1/Kal. Lab.	K Tipi Isılçift (eşlenik)	ELIMKO	61585	-20°C-250°C	-	-20, 0, 50, 80, 100, 150, 200, 250°C	2	Şub./Mart 22	Mart/Eylül 21
518	KB	KB-K/1/Kal. Lab.	K Tipi Isılçift (eşlenik)	ELIMKO	61584	-20°C-250°C	-	-20, 0, 50, 80, 100, 150, 200, 250°C	2	Şub./Mart 22	Mart/Eylül 21
519	KB	KB-K/1/Kal. Lab.	K Tipi Isılçift (eşlenik)	ELIMKO	61583	-20°C-250°C	-	-20, 0, 50, 80, 100, 150, 200, 250°C	2	Şub./Mart 22	Mart/Eylül 21

520	KB	KB-K/I/Kal. Lab.	K Tipi Yüzey Temaslı Isılçift	ELIMKO	74945	-20°C-250°C	-	0, 100, 200, 250, 300°C	2	Şub./Mart 22	Mart/Eylül 21
521	KB	KB-K/I/Kal. Lab.	S Tipi Isılçift (eşlenik)	ELIMKO	61605	0°C-1100°C	-	0, 100, 450, 550, 750, 1000, 1100°C	2	Şub./Mart 21	Mart/Eylül 21
522	KB	KB-K/I/KAL.LAB.	S Tipi ISILÇİFT	ELIMKO	93765	0°C-1100°C	-	380°C-550°C-815°C-900°C-950°C-1000°C-	2	Şub./Mart 21	Mart/Eylül 21
523	KB	KB-K/I/KAL.LAB.	Pim Mastar	ACCUD	73496	5 mm	-	5 mm	1	Ağus./Eyl 21	
524	KB	KB-K/I/KAL.LAB.	Halka mastar	JERA	73495	25 mm	-	25 mm	1	Ağus./Eyl 21	
525	KB	KB-K/I/KAL.LAB.	Halka mastar	JERA	73494	4 mm	-	4 mm	1	Ağus./Eyl 21	
526	KB	KB-K/I/KAL.LAB.	Paralel Blok Mastar	JERA	15102	300 mm	1.sınıf	300 mm	1	Ağus./Eyl 21	
527	KB	KB-K/I/KAL.LAB.	Paralel Blok Mastar	HOREX	211320	100 mm	1.sınıf	100 mm	1	Ağus./Eyl 21	
528	KB	KB-K/I/KAL.LAB.	Paralel Blok Mastar	HOREX	108445	1,40 mm	1.sınıf	1,40 mm	1	Ağus./Eyl 21	
529	KB	KB-K/I/KAL.LAB.	Paralel Blok Mastar	HOREX	93580	24,5 mm	1.sınıf	24,5 mm	1	Ağus./Eyl 21	

530	KB	KB-K/I/KAL.LAB.	Paralel Blok Mastar	HOREX	211320 -103220	75 mm	1.sınıf	75 mm	1	Ağus./Eyl.21	
531	KB	KB-K/I/KAL.LAB.	Paralel Blok Mastar	HOREX	211320 - 107618	50 mm	1.sınıf	50 mm	1	Ağus./Eyl.21	
532	KB	KB-K/I/KAL.LAB.	Paralel Blok Mastar	HOREX	211320 - 096009	25 mm	-	-	1	Ağus./Eyl.21	
533	KB	KB-K/I/KAL.LAB.	Paralel Blok Mastar	Mitutoyo	194410	50 mm	0.sınıf	50 mm	1	Ağus./Eyl.21	
534	KB	KB-K/I/KAL.LAB.	Paralel Blok Mastar	Accud	17051	200 mm	0.sınıf	500 mm	1	Ağus./Eyl.21	
535	KB	KB-K/I/KAL.LAB.	Paralel Blok Mastar	Accud	20172	500 mm	0.sınıf	200 mm	1	Ağus./Eyl.21	
536	KB	KB-K/I/KAL.LAB.	K TIPI ISILÇİFT(EŞLEN IK)(UZUN)	ELIMKO	61604	0-1100°C	-	0, 100, 450, 550, 750, 1000, 1100°C	2	Şub./Mart 22	Mart/Eylül 21
537	KB	KB-K/I/KAL.LAB.	SU / ALKOL BANYOSU	TKS	253.3.6/18/2147	-40-50 °C	0,1 °C	(-20)-(-10)-0 °C	4	Şub./Mart 23	Mart/Eylül 21
538	KB	KB-K/I/KAL.LAB.	YAĞ BANYOSU	TKS	253.3.6/18/2148	20-300 °C	0,1 °C	50-100-150- 200-250 °C	4	Şub./Mart 23	Mart/Eylül 21
539	KB	KB-K/I/KAL.LAB.	Nem ve Sıcaklık Kontrollü Kabini	UVE	48927	-5°C.60°C 20%- 95%rH	0,1°C - 0,1%rH	T=(17-22- 27)°C %rH=(30-55- 80)	4	Şub./Mart 21	
540	KB	KB-K/I/KAL.LAB.	Pleyt	-	YK-PLEYT-1	80*120 cm	-	-	4	Şub./Mart 23	
541	KB	KB-K/I/KAL.LAB.	Profil Projektör	RATIONAL	JFA00129	-	0,5 micro metre	-	4	Şub./Mart 23	Haz./Ara.21

542	KB	KB-K/I/KAL.LAB.	PT-100 Direnç Termometre	ELIMKO	63203	-20°C-1100°C	-	T=(-20-0-100- 250-500-750- 1100)°C	4	Şub./Mart 24	Mart/Eylül 21
543	KB	KB-K/I/KAL.LAB.	K Tipi ISILÇİFT(EŞLEN İK)(UZUN)	ELIMKO	61604	0-1100°C	-	0, 100, 450, 550, 750, 1000, 1100°C	2	Şub./Mart 22	Mart/Eylül 21
544	KB	KB-K/I/KAL.LAB.	K Tipi ISIL ÇİFT(EŞLENİK)	TETCIS	KB-F3(7985)	-20-1100 °C	-	0,100,450,550, 750,1000,1100 °C	2	Şub./Mart 22	Mart/Eylül 21
545	KB	KB-K/I/KAL.LAB.	K Tipi ISIL ÇİFT(EŞLENİK)	TETCIS	KB-F2(7991)	-20 °C-1100 °C	-	0,100,450,550, 750,1000,1100 °C	2	Şub./Mart 22	Mart/Eylül 21
546	KB	KB-K/I/KAL.LAB.	K Tipi ISIL ÇİFT(EŞLENİK)	TETCIS	KB-F1(7993)	-20 °C-1100 °C	-	0,100,450,550, 750,1000,1100 °C	2	Şub./Mart 22	Mart/Eylül 21
547	KB	KB-K/I/KAL.LAB.	REFERANS SICAKLIK NEM ÖLÇER	ROTRONIC	20445257	-40°C - 70°C / 0- 99,9%rH	0,1 °C / 0,1%rH	1(17°C - 22°C - 27°C) %rH(30-55- 80)	2	Şub./Mart 22	Şub./Mart 21
548	KB	KB-K/I/KAL.LAB.	PT-100 Direnç Termometre	BEAMEX	84322	-	-	T=(-20-0-50- 100-200)°C	4	Ağus./Eyl.21	Mart/Eylül 21
549	KB	KB-K/I/KAL.LAB.	Barometre	TFA	253.3.6/15/2155	850hPa-1000hPa	0,1hPa	850hPa- 1000hPa	2	Şub./Mar.22	

NOT : 2021 YILINDA YAPILMASI PLANLANAN KALİBRASYON VE ARA KONTROLLER SARI ZEMİN İLE RENKLENDİRİLMİŞTİR.

HAZIRLAYAN

ONAYLAYAN

Aydan ÇALIK
Kalite Yöneticisi
08/01/2021

Dr.Yurdaer BABUÇCUOĞLU
Maden Analizlen Ye Teknolojisi
08. Bülteni Başkanı